

ATTESTATION DE CONFORMITES TECHNIQUES

N° ESC 19-006

Demandeur : WINNCARE France
Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit
Site ASKLE SANTE
200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30004 Nimes Cedex 1
N° SIRET: 950 020 180 00038

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

Coussin Alova Galbé Standard de largeur comprise entre 38 cm et 45 cm -

Références: VCAG3841 - VCAG4041 - VCAG4341 - VCAG4043 - VCAG4343 - VCAG4544 - VCAG4347 - VCAG4540 - VCAG4340

Coussin Alova Galbé Standard de largeur < 38 cm - Références: VCAG3636

Coussin Alova Galbé Standard de largeur > 45 cm - Références: VCAG5044 - VCAG5250 - VCAG5450 - VCAG5650 - VCAG6050

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

▣ **Mousse ALOVA** - 100% viscoélastique - > 75 kg/m³
▣ **Housse Promust PU** - Dessus: Maille 40% Polyester + 60% Enduction Polyuréthane - 130 +/- 10 g/m² - Epaisseur: 0,40 +/- 0,05 mm - Noir ou Argent
Dessous: Pu antiGliss - Maille 17% Polyester + 10% Enduction Polyuréthane/73% PVC - 300 +/- 20 g/m² - Epaisseur: 0,55 +/- 0,05 mm - Gris

remplit/remplissent les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° Ma 19-0069-0817, Ma 19-0069-0816, Ma 19-0069-0818, Ma 19-0069-0819, P112418 - DE/2, Ma 19-0069-0827, Ma 19-0069-0828, Ma 19-0069-0824, Ma 19-0069-0822, Ma 19-0069-0825, Ma 19-0069-0858, Ma 19-0069-0859, Ma 19-0069-0826, Ma 19-0069-0823, Ma 19-0069-0852

Pour les tests feu : n° FE 19-0273-1242, FE 19-0273-1243

Pour les mesures de répartition de pression : n° Ma 19-0069-0849, Ma 19-0069-0851, Ma 19-0069-0850

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit ne fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur Marne, le 16 Octobre 2019

Suivi du dossier

Responsable de section

10, rue Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84



ATTESTATION DE CONFORMITES TECHNIQUES

N° ESC 19-007

Demandeur : WINNCARE France
Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit
Site ASKLE SANTE
200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30004 Nimes Cedex 1
N° SIRET: 950 020 180 00038

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

Gamme COUSSIN ALOVA GALBE AVEC BUTEE PELVIENNE
Références VCAG3841BP, VCAG4041BP, VCAG4341BP, VCAG4343BP,
VCAG4544BP, VCAG5044BP, VCAG4347BP

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

- ▣ Mousse ALOVA - 100% viscoélastique - > 75 kg/m³
- ▣ Housse Promust PU - Dessus: Maille 40% Polyester + 60% Enduction Polyuréthane - 130 +/- 10 g/m² - Epaisseur: 0,40 +/- 0,05 mm - Noir ou Argent
- Dessous: Pu antiGliss - Maille 17% Polyester + 10% Enduction Polyuréthane/73% PVC - 300 +/- 20 g/m² - Epaisseur: 0,55 +/- 0,05 mm - Gris
- ▣ Mousse HR 3534 - 100% Haute résilience Polyuréthane - > 34 kg/m³

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° Ma 19-0069-0817, Ma 19-0069-0816, Ma 19-0069-0818, Ma 19-0069-0819, P112418 - DE/2, Ma 19-0069-0827, Ma 19-0069-0828, Ma 19-0069-0824, Ma 19-0069-0822, Ma 19-0069-0825, Ma 19-0069-0858, Ma 19-0069-0859, Ma 19-0069-0826, Ma 19-0069-0823, Ma 19-0069-0840

Pour les tests feu : n° FE 19- 19-0273-1242, FE 19- 19-0273-1243

Pour les mesures de répartition de pression : n° Ma 19-0069-0849, Ma 19-0069-0851, Ma 19-0069-0850

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur Marne, le 10 Octobre 2019

Suivi du dossier

Responsable de section



10, rue Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

ATTESTATION DE CONFORMITES TECHNIQUES

N° ESC 19-008

Demandeur : WINNCARE France
Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit
Site ASKLE SANTE
200 rue Charles Tellier
Actiparc de Grézan
30004 Nimes Cedex 1
N° SIRET: 950 020 180 00038

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

Gamme COUSSIN ALOVA GALBE XL "TECHNIQUE" **Références VCAG4343XL, VCAG5044XL**

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

- ▣ **Mousse ALOVA** - 100% viscoélastique - > 75 kg/m³
- ▣ **Housse Promust PU** - Dessus: Maille 40% Polyester + 60% Enduction Polyuréthane - 130 +/- 10 g/m² - Epaisseur: 0,40 +/- 0,05 mm - Noir ou Argent
- Dessous: Pu antiGliss - Maille 17% Polyester + 10% Enduction Polyuréthane/73% PVC - 300 +/- 20 g/m² - Epaisseur: 0,55 +/- 0,05 mm - Gris
- ▣ **Mousse HR 3534** - 100% Haute résilience Polyuréthane - > 34 kg/m³

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° Ma 19-0069-0817, Ma 19-0069-0816, Ma 19-0069-0818, Ma 19-0069-0819, P112418 - DE/2, Ma 19-0069-0827, Ma 19-0069-0828, Ma 19-0069-0824, Ma 19-0069-0822, Ma 19-0069-0825, Ma 19-0069-0858, Ma 19-0069-0859, Ma 19-0069-0826, Ma 19-0069-0823, Ma 19-0069-0833, Ma 19-0069-0834, Ma 19-0069-0835, Ma 19-0069-0831, Ma 19-0069-0832, Ma 19-0069-0830, Ma 19-0069-0846

Pour les tests feu : n° FE 19-0273-1242, FE 19-FE 19-0273-1243

Pour les mesures de répartition de pression : n° Ma 19-0069-0843, Ma 19-0069-0845, Ma 19-0069-0844

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur Marne, le 09 Octobre 2019

Suivi du dossier

Responsable de section



10, rue Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84