

# WINN CARE

S p a i n

## CATÁLOGO PRODUCTOS 2020

Cuidamos de las personas  
con pérdida de autonomía y de sus cuidadores



[www.winncare.es](http://www.winncare.es)



1

**WINNOCARE**  
g r o u p e

OFICINA CENTRAL  
Immeuble les passerelles  
104, avenue Albert 1er  
92500 Rueil Malmaison - FRANCIA  
E-mail: [contact@winnocare.fr](mailto:contact@winnocare.fr)

2

**ASKLÉSANTÉ**  
by **WINNOCARE**  
France

FRANCIA  
200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan  
30034 Nîmes Cedex 1 - FRANCIA  
Tel: +33 (0)4 66 02 15 15  
Fax: +33 (0)4 66 02 15 00  
E-mail: [contact@winnocare.fr](mailto:contact@winnocare.fr)

3

**MÉDICATLANTIC**  
by **WINNOCARE**  
France

FRANCIA  
4, Le Pas du Château  
85670 Saint Paul Mont Penit - FRANCIA  
Tel: +33 (0)2 51 98 55 64  
Fax: +33 (0)2 51 98 59 07  
E-mail: [contact@winnocare.fr](mailto:contact@winnocare.fr)

4

**WINNOCARE**  
S p a i n

ESPAÑA  
Ctra. Masía del Juez 37b  
46909 Torrent Valencia - ESPAÑA  
Tel: +34 961 565 521  
Fax: +34 961 560 383  
E-mail: [info@winnocare.es](mailto:info@winnocare.es)

5

**WINNOCARE**  
United Kingdom

REINO UNIDO  
Unit 15  
Gregory Way  
Stockport, Cheshire, SK5 7ST  
Tel: +44 161 477 7900  
E-mail: [info@ergolet.co.uk](mailto:info@ergolet.co.uk)

6

**WINNOCARE**  
P o l s k a

POLONIA  
ul. Lubska 17PL 68-320  
Jasien - POLAND  
Tel: +48 68 371 10 45

7

**WINNOCARE**  
N o r d i c

DINAMARCA  
Tårnborgevej 12C  
DK-4220 Korsør -DINAMARCA  
Tel: +45 70 27 37 20  
E-mail: [info@winnocare.dk](mailto:info@winnocare.dk)



## CAMAS MEDICALIZADAS

X'PRESS	4
X'PRIM 3	6
ALDRYS ALZHEIMER	8
GAMA AERYS	10
MEDICALYS	12
DUO DIVISYS	14
XXL DIVISYS	16
XXL X'PRESS	18
PULGARCITO	20
SAM (Sistema de Ayuda a la Movilidad)	22
PANELES DE CAMA	24
ACCESORIOS DE CAMA	26

## COLCHONES TERAPÉUTICOS

GUÍA PRESCRIPCIÓN	28
MORFÉA	30
APLOT	32
EPSUS	34
ALOVA con descarga de talón	36
ALOVA con bordes estabilizantes	38
VISKOA	40
GAMA ALOVA con medidas especiales, almohadas	42
AXTAIR ONE PLUS (aire motorizado)	46
AXTAIR AUTOMORPHO PLUS (aire motorizado)	48
GAMA AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR (aire motorizado)	50

## COJINES TERAPÉUTICOS

SIGEL (flotación líquida)	52
GELSCAR y GELTOP (gel y espuma)	54
ALOVA PERFILADO (viscoelástico)	56
KINERIS (celdas neumáticas)	58
DISPOSITIVOS DE AYUDA TÉCNICA A LA POSTURA con microbolitas	60
DISPOSITIVOS DE AYUDA TÉCNICA con viscoelástico o gel	64

## TRANSFERENCIA E HIGIENE

E-130 (elevación)	66
HOP E-150 (elevación)	68
WINN'MOTION 175 (elevación)	70
SOLAR 185 (elevación)	72
ARNESES DE ELEVACIÓN	74
ELEV-UP (bipedestación)	76
STELLAR 170 (bipedestación)	78
PALLAS 175 (bipedestación)	80
LUNA (techo o pared)	82
POOL E-185 (para piscinas)	84
CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO	86
CARRO DE LAVADO ELÉCTRICO	88
SILLA MARINA	90

## MOBILIARIO

PERSONALIZACIÓN	92
Ambiente MEDIDOM	94
Ambiente CARMEN	96
Ambiente DAGONE	98
Ambiente AUZENCE	100
Ambiente PULGARCITO	102
MESAS DE CAMA	104
SILLONES DE REPOSO	106
MUESTRARIOS DE COLORES	108

# CAMA X'PRESS

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

- **Ergonómica:** La ergonomía mecánica de la cama permite al instalador respetar las posturas recomendadas para prevenir las TMS (Trastorno Músculo-Esquelético) durante la entrega, montaje y desmontaje de la cama. El poco espacio que ocupa y el almacenaje sobre sus propias ruedas facilita el desplazamiento en cualquier situación (ascensor, pequeños vehículos...) Cama autoportante sin kit de transporte.

- **Simplicidad:** Facilidad y rapidez en el montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas. Dispositivos de color azul asociados a las funciones. Su papel es guiar el montaje de la cama.

- **Seguridad:** El nuevo sistema de fijación de los paneles "Easy Move" impide la pérdida de tuercas y asegura la fijación de los paneles a la cama. La distribución de los cables reduce la tracción y el riesgo de degradación.



Imágenes no contractuales


## Cama X'PRESS 2<sup>da</sup> generación autoportante



Transformación del carro autoportante en chasis.



Bloqueo del 1/2 somier de pies en posición horizontal.



Unión de las 2 mitades del somier con los pasadores.



Fijación de los paneles por sistema EASY MOVE: sencillo, rápido y seguro.

### KITS DE TRANSPORTE DISPONIBLES:



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ALTURA	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
<b>X'PRESS 2<sup>da</sup> generación</b> 3 funciones eléctricas con pliegue de rodillas Ref. IXO3L08100de	Cama montada: 90x200 cm. Somier divisible	De 34 a 84 cm. Distancia al suelo: 13 cm.	75°	Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	170 kg. Colchón 20 kg, paciente 135 kg, accesorios 15 kg.	Ø100 mm.	CEI 60601-2-52	Motorización y caja Linak IP66 Botonera con bloqueo Linak IP54

Dimensiones de la cama en posición de almacenaje: Ancho 50 cm - Largo 90 cm - Alto 160 cm



\* ER = Elevador de Respaldo

- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.\*

Garantía de los paneles y accesorios 1 año.\*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

CAMA

X'PRIM<sup>3</sup>

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

La cama X'prim3 ha sido diseñada según el principio Ergofix. Sistema patentado de montaje y desmontaje. La cama X'prim3 puede montarse y desmontarse fácilmente por una sola persona.

- **Ergonómica:** Fácil fijación de los paneles gracias al sistema Easy-move. Montaje y desmontaje del somier sin usar herramientas. Marcas azules para ayuda al montaje.
- **Seguridad:** Pasadores de seguridad para la unión de los dos semi-somieres. Barandillas con indicador de fijación. Fijación de los cables del actuador y mando a la cruceta.
- **Confort:** Inclinación del respaldo hasta 75°. Caja de control de altura variable, reduce el sonido y las vibraciones.



Imágenes no contractuales



MONTAJE Y DESMONTAJE ERGONÓMICO:



Pasadores de seguridad para la unión de los dos semi-somieres.



La amplitud de la cruceta proporciona estabilidad lateral.



Caja de control de altura variable, reduce el sonido y las vibraciones.



Fijación de los paneles, sistema Easy-move

OPCIONES Y ACCESORIOS:

(1) CPR: Cardio Pulmonary Resuscitation

- Elevación del respaldo eléctrico CPR (1).
- Elevador de respaldo con traslación.
- Mando infra-rojos.
- Barandillas SAM Ergonom, Evolucion, Activ.
- Freno centralizado.
- Tope mural.
- Faldón sobre ruedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO DE LA CAMA	ALTURA	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
<b>X'PRIM3</b> 3 funciones eléctricas con plegado de rodillas Ref. IXN1L08100de	90 x 200 cm. somier divisible	64,5 kg. sin accesorios ni paneles	de 34 a 84 cms. Distancia al suelo 13cm	hasta 75°	Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	170 kg. Colchón 20 kg. Paciente 135 kg. Accesorios 15 kg.	Ø 100 mm.	CEI 60601-2-52	Motorización y caja LINAK IP66 Botonera con bloqueo LINAK IP54

\* ER = Elevador de Respaldo



- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.\*  
Garantía de los paneles y accesorios 1 año.\*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# CAMA

## ALDRYS ALZHEIMER

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

- **Amplitud insuperable: 22 a 78 cm.**  
Segura para los pacientes, confortable para los cuidadores.
- **Espacio debajo de la cama** gracias a la nueva curvatura de los travesaños.
- **Robusta** por los materiales utilizados y la motorización LINAK, garantía de 5 años.
- **Estética y confort:** paneles en varios colores o acolchados para proporcionar a los pacientes una referencia visual y una seguridad adicional en caso de golpes.



*Imágenes no contractuales*

La dependencia de las personas mayores puede evolucionar...  
...nuestras camas también


## ETAPA N° 1: ELIJA LA BASE DE LA CAMA SEGÚN LA ALTURA VARIABLE



Tope mural incluido (de serie)



## EASY MOVE



Fijación de los paneles por sistema EASY MOVE: sencillo, rápido y seguro.

## ETAPA N°2: ELIJA LA CONFIGURACIÓN DE LA CAMA


**EL ELEVADOR DE RESPALDO:** se pueden elegir diferentes versiones de elevadores de respaldo.



Elevador de respaldo eléctrico (estándar).



Elevador de respaldo con traslación. Permite evitar el deslizamiento hacia delante.



Elevador de respaldo con bajada de emergencia. Accesible en el cabezal y en los dos lados de la cama.

## EL ELEVADOR DE PIERNAS:



Elevador de piernas con plegado de rodillas.



## EL SOMIER



Anchas láminas metálicas soldadas. Diseñadas para un fácil mantenimiento

## EL FRENO



Ruedas Ø75 mm

Freno independiente en cada rueda de la cama



Posición bloqueada. Posición desbloqueada.

Los pedales "mariposa" están situados en las 2 ruedas en el pie de cama. Ruedas Ø 100 mm.

## ACCESORIOS



Extensión de somier de 20 cm



Toma equipotencial

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PESO DE LA CAMA	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
<b>ALDRYS ALZHEIMER</b> 3 funciones eléctricas con plegado de rodillas Ref. IAL5L08075de	90 x 200 cm Somier divisible	87 kg Sin accesorios ni paneles	hasta 70°	Plegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	170 kg Colchón 20 kg Paciente 135 kg Accesorios 15 kg	Ø 75 mm con freno independiente Ø 100 mm freno centralizado	CEI 60601-2-52	Motorización y caja LINAK IP66  Botonera LINAK IP54

\* ER = Elevador de Respaldo

- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)



Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.\*

Garantía de los paneles y accesorios 1 año.\*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España

Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# CAMA AERY'S®

ESTE PRODUCTO RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES, EN PARTICULAR LA CEI 60601-2-52

**Gracias a un estilo depurado que se diferencia del entorno medicalizado y a múltiples funcionalidades, permite adaptarse a las diferentes patologías de los pacientes y favorece la ergonomía de los cuidadores.**

**La cama Aerys incorpora en su caja de control un nuevo software de gestión:**

- Permite memorizar la altura para personalizar y facilitar la entrada/salida de la cama del paciente.
- Acceder, a través de un botón, a la posición silla (proclive)
- Una parada en  $-5^{\circ}$  en posición trendelenburg para recoger al paciente en la cama.
- Una posición de Trendelenburg a  $-12^{\circ}$  para emergencias.

**• Seguridad:**

- Gestión electrónica de la horizontalidad de la cama mediante motores sincronizados de altura variable, en caso de carga adicional en el pie o la cabeza de la cama.

- En caso de fallo eléctrico de alguno de los dos motores, se pueden neutralizar manualmente las funciones proclive/declive y altura variable.

**• Ergonomía:** Amplitud de altura variable de 24,5 a 80 cm.

Diseño doble travesaño:

- Comodidad de trabajo para los cuidadores a cualquier altura
- Facilidad de limpieza bajo la cama
- Paso sencillo de las grúas y de las mesas para comer en la cama
- Sistema de fijación de paneles Easy-move

• Si elige la opción (t) sistema de desplazamiento multi-direccional, una señal acústica y una parada de 3 segundos le alertará de la aprobación de la posición de frenado a no frenado. También puede elegir el color del recubrimiento epoxi la cama en nuestra carta de colores.





También  
**AERYS CONFORT**  
 (100x200 cm) y  
**AERYS XXL**  
 (120x200 cm.,  
 para pacientes de hasta 270 kg)

<sup>(2)</sup> OPCIONES Y ACCESORIOS

<sup>(1)</sup> CPR - Cardio Pulmonary Resuscitation

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruedas DISEÑO Ø 75 mm</li> <li>Pedal de freno centralizado al pie de la cama (Freno centralizado)</li> <li>Elevador de respaldo eléctrico CPR</li> <li>Elevador de respaldo con traslación</li> <li>Somier compacto amovible</li> <li>Sistema de desplazamiento multidireccional 4 ruedas (diámetro) 75 mm. en cabecero</li> <li>Gama SAM ERGONOM, EVOLUTION, ACTIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Batería de emergencia</li> <li>Mando en brazo/soporte flexible</li> <li>Mando para cuidador</li> <li>Mando por inflarajos</li> <li>Extensión de somier</li> <li>Tope mural</li> <li>Pintura del somier en varios colores, a elegir</li> </ul> |
|---|--|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ALTURA	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
<b>AERYS</b> 3 funciones eléctricas con plegado de rodillas y función proclive/declive Ref. IAE2L08075t	90 x 200 cm somier no divisible Declive: -12° Proclive: +17° Lama metálica soldada	de 24,5 a 80 cm	hasta 70°	Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	Colchón 20 kg Accesorios 15 kg Paciente 165 kg Carga máxima: 200 kg	multidireccionales frenado individual Ø 75 mm	CEI 60601 CEI 60601-2-52	Motorización y caja, LINAK IP66 Mando 5 funciones con bloqueo LINAK IP54

\* ER = Elevador de Respaldo

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años. \*  
 Garantía de los paneles y accesorios 1 año. \*  
 \*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.



# CAMA MEDICALYS®

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

**Su estudiado diseño la hace idónea en los servicios medicalizados**

- **Configurable:** disponible con trendenlemburg mecánico, antitrendelemburg eléctrico (posición asiento), o antitrendelemburg eléctrico y trendelemburg mecánico.
- **Seguridad:** el trendelemburg mecánico puede usarse con o sin corriente eléctrica independientemente de la posición de la cama, en menos de 15 segundos. Compatible con los entornos de aplicación 1, 2, 3 y 5.
- **Sencilla:** posición asiento 100% eléctrica con acceso directo a la función para el paciente, gracias a un único botón del mando.
- **Rendimiento:** posición semi-fowler.



# CAMA MEDICALYS



(1) CPR - Cardio Pulmonary Rescue  
 (2) CIC - Control de Infecciones Cruzadas  
 Tratamiento en la masa para iones plata

## (3) OPCIONES

Ruedas de metal Ø 100 mm  
 Ruedas de metal Ø 125 mm  
 Ruedas diseño Ø 125 mm  
 Ruedas diseño Ø 150 mm

Somier compacto amovible  
 Elevador de respaldo con traslación  
 Batería de emergencia (3 ciclos)  
 Soporte manta

Trendelemburg mecánico -12° max  
 Antitrendelemburg eléctrico +16° max  
 Mando lateral  
 Mando para cuidador  
 Mando sobre brazo flexible

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ALTURA	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD	OPCIÓN
MÉDICALYS 2 <sup>nda</sup> generación	90 x 200 cm	de 37 a 86,5 cm con ruedas Ø125	hasta 70°	Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	Colchón 20 kg Accesorios 45 kg	metal Ø 150 mm	CEI 60601 CEI 60601-2-52	Motor y caja Linak IP66 Mando con bloqueo Linak IP54	Declive -12° Proclive +16°
3 funciones eléctricas con plegado de rodillas	Basic: somier divisible	de 39,5 a 89 cm con ruedas Ø150			Paciente 165 kg Basic: entorno 1 y 2				
Basic: IML2L08150f Premium: IMS3L08150blq	Premium: somier no divisible	Premium			Paciente 195 kg Premium: entorno 3, 4 y 5 Carga máxima 230 kg				

\* ER = Elevador de Respaldo

- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)



Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.\*  
 Garantía de los paneles y accesorios 1 año.\*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

# CAMA **DUO DIVISYS**

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

- **Cama DUO DIVISYS** para parejas (hasta 270 kg), con dos somieres independientes de 140 cm (2x70 cm) y 160 cm. (2x80 cm).
- **Confort e higiene** :somier divisible de láminas metálicas soldadas.
- **Ergonomía** :amplitud de elevación, desde 34 a 74 cm.



## Cama para una pareja de hasta 270 Kg

- **3 funciones eléctricas** con plegado
- de rodillas. 2 anchuras de somier: 140 (2x70) y 160 (2x80) cm.

- **Altura variable:** de 34 a 74 cm

- con patas o ruedas.

- **Somier divisible de láminas metálicas soldadas.**

- **3 acabados:** con ruedas, con faldón de madera sobre ruedas o 4 patas fijas con faldón de madera. de 5 años.

- **Estética:** una amplia elección de paneles con o sin pasamanos.

- **Robustez:** gracias a los materiales empleados y al motor LINAK, con garantía

Amplitud:  
34 - 74 cm



14 cm  
Espacio libre bajo la cama optimizado, con patas o ruedas.

Imágenes no contractuales.

Cama con opción faldón y largueros (incompatible con barandillas de madera).



2 mandos a distancia por infrarrojos (Opcional).



Empuñadura de apoyo (disponible como accesorio)



Ayuda para acostarse



Ayuda para levantarse

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZACIÓN	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
<b>DUO DIVISYS</b>							
3 funciones eléctricas con plegado de rodillas 140 cm Ref. IDO5L24140e	140 x 200 cm Somier divisible	70°	Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	315 kg colchón 30 kg paciente 270 kg accesorios 15 kg	Ø100 mm con freno y sin tapa guardahilos	CEI 60601-2-52	Motor, caja y botonera LINAK IP66
160 cm Ref. IDO5L24160e	160 x 200 cm Somier divisible						

\* ER = Elevador de Respaldo

\*\* Esta cama se debe suministrar con paneles.

- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.\*

Garantía de los paneles y accesorios 1 año.\*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# CAMA **XXL DIVISYS**

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

- **Cama XXL DIVISYS** para pacientes desde 135 kg hasta 270 kg.
- **Confort e higiene:** somier divisible de láminas metálicas soldadas.
- **Ergonomía:** amplitud de altura de 35 a 81 cm.



## Camas para pacientes hasta 270 kg

• **3 funciones eléctricas** con plegado de rodillas.

• **2 anchuras** de somier: 120 y 140 cm.

• **Altura variable:**

De 35 a 81 cm con patas o ruedas.

• **Somier divisible** de láminas metálicas soldadas.

• **2 acabados:**

Con ruedas y con faldón de madera sobre patas.

• **Estética**

Una amplia elección de paneles con o sin pasamanos.

• **Robustez**

Gracias a los materiales y un motor LINAK, con garantía de 5 años.



Aquí, con ruedas, paneles Auzence II con laterales y faldón para ruedas en haya claro.



Mando a distancia por infrarrojos (Opcional).



Empuñadura de apoyo (disponible como accesorio).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
<b>XXL DIVISYS</b> 3 funciones eléctricas con plegado de rodillas  120 cm Ref. IXL4L08120e	120 x 200 cm Somier divisible	Hasta 70°	Pliegue de rodillas 26° y 16°  Ajuste de los pies por cremallera	315 kg  colchón 30 kg paciente 270 kg accesorios 15 kg	Diámetro 100 mm con freno sin tapa guardahilos	CEI 60601-2-52	Motor, caja, botonera y mando LINAK IP66 V0
	140 x 200 cm Somier divisible						
140 cm Ref. IXL4L08140e							

\* ER = Elevador de Respaldo



- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.\*

Garantía de los paneles y accesorios 1 año.\*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# CAMA **XXL X'PRESS**

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52



Troubles musculo-squelettiques

**La primera cama de gran anchura autoportante sin kit de transporte.**



• Disponible en **120 y 140 cm.**



• **Montaje rápido** sin herramientas en pocos minutos.

• **Extremadamente maniobrable:** la cama plegada se desplaza sobre sus propias ruedas de 100 mm de diámetro. El paso de obstáculos está claramente optimizado.




*Imágenes no contractuales*


Ideal para el domicilio. La cama XXL X'PRESS se desplaza en posición vertical. Montaje sin herramientas



3 funciones eléctricas con plegado de rodillas.



Quitar los paneles, el elevador de respaldo y luego el elevador de piernas.



Levantar ligeramente la cruceta para montar la base.

### EASY MOVE



Fijación de los paneles por sistema EASY MOVE: sencillo, rápido y seguro.

## CAMA XXL X'PRESS: CONFIGURABLE Y EVOLUTIVA



Elevador de respaldo eléctrico (estándar)



Elevador de piernas con cremalleras.



Ruedas Ø100 mm

Freno independiente en cada rueda de la cama



Anchas láminas metálicas soldadas. Diseñadas para un fácil mantenimiento.



Extensión de somier de 20 cm. (Accesorio)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
<b>XXL X'PRESS</b> 3 funciones eléctricas con plegado de rodillas	120 x 200 cm Somier divisible	hasta 75°	Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	315 kg Colchón 30 kg paciente 270 kg accesorios 15 kg	Ø100 mm con freno sin tapa guardahilos	CEI 60601-2-52	Motor, caja y botonera LINAK IP66 V0
120cm Ref. IXX3L08120e	140 x 200 cm Somier divisible						
140cm Ref. IXX3L08140e							

\* ER = Elevador de Respaldo

- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)



Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.\*

Garantía de los paneles y accesorios 1 año.\*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

Winnicare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnicare.es

www.winnicare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNICARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# CAMA **PULGARCITO**

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

- **Cama adaptada a la morfología de niños de 3 a 12 años,** conforme a las recomendaciones de seguridad sanitaria establecidas por la AFSSaPS (Francia).
- **Seguridad:** barandillas con un espacio inferior a 65 mm.
- **Ergonomía:** bajada mínima del somier de 300 mm.



## Cama para niños

### Funcionalidad

- Somier no divisible 160 x 80 cm.
- Somier de láminas metálicas soldadas.
- Toma equipotencial.
- 3 funciones eléctricas.
- Amplitud de 300 a 770 mm.
- Elevador de respaldo eléctrico.
- Elevador de piernas con plegado de rodillas por cremallera.
- Sobre 4 ruedas Ø 100 mm con freno independiente.
- Freno centralizado opcional.

### Seguridad máxima

- El espacio entre los barrotes o los elementos de la estructura es inferior o igual a 65 mm y el espacio entre el somier y la parte inferior de la barandilla es inferior o igual a 65 mm.

- Cama recomendada para niños de estatura inferior a 146 cm.
- Mando con bloqueo de serie.
- Elevador de respaldo CPR opcional.

### Ergonomía

- Facilita poder levantarse así como las transferencias cama-sillón gracias a la posición plana que adopta el somier a una altura de 300 mm.

### Estética

- 2 acabados de paneles PULGARCITO KALIN
- Modelo con montantes barnizados color blanco que se adaptan a las barandillas en toda la longitud o modelo colectividad con barandillas en epoxi con funda de protección para mayor seguridad.

Cama mostrada: con paneles colectividad Pulgarcito Kalin color blanco/kiwi, con freno centralizado, barandillas en epoxi con funda de protección y mástil incorporador en epoxi.



Amplitud: 300 a 770 mm



Paneles adaptados al universo de los niños  
Color Ral 9016/Kiwi u Orquidea Parme



Opcional: freno centralizado  
Accesibilidad y facilidad de activación



Colchón PEDIA Confort en espuma mixta viscoelástica, protegido con funda CIC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD
<b>PULGARCITO KALIN</b> 3 funciones eléctricas con plegado de rodillas Ref. IPO2L08100	80 x 160 cm somier no divisible	Hasta 70°	40,3° Plegado de rodillas 14,5° regulable por cremallera	170 kg Colchón 20 kg Paciente 135 kg Accesorios 15 kg	Ø100 mm con frenos sin tapa guardahilos	CEI 60601-2-52	LINAK IP 54
<b>Accesorios</b>	Barandillas plegables en epoxi con funda de protección						
	Paneles PULGARCITO						
	Barandillas en madera y epoxi						
	Paneles PULGARCITO (con guías para barandillas en madera y epoxi)						
	Colchón Alova PEDIA Soft 160x80x14 cm para niños de 3 a 5 años o para niños de 6 a 12 años.						

\* ER = Elevador de Respaldo

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años. \*  
Garantía de los paneles y accesorios 1 año. \*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

**LINAK**  
WE IMPROVE YOUR LIFE

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

s.a.m

# SISTEMA DE AYUDA A LA MOVILIDAD

EL GRUPO WINNCARE INOVA E INVENTA LA GAMA S.A.M.  
(SISTEMA DE AYUDA A LA MOVILIDAD).


ACCESORIOS PARA CAMA QUE OFRECEN NUEVAS FUNCIONES  
PARA FAVORECER LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS ENCAMADAS,  
REDUCIENDO Y FACILITANDO LAS INTERVENCIONES DE LOS  
CUIDADORES O AYUDANTES.

- **Independencia de la persona con movilidad reducida:** favorece la movilidad ayudando a la incorporación A-S (acostado-sentado).
- **Seguridad del cuidador:** facilita la incorporación de la persona encamada y reduce de este modo al mínimo las restricciones dorso lumbares y de hombros relacionadas con el manejo durante el cuidado de la persona.



FUNCIONES	PROBLEMÁTICA	OBJETIVOS	BENEFICIOS
<b>SAM INCORPORACIÓN</b> <b>“ACOSTADO-SENTADO” (AS)</b>	<p>PARA EL RESIDENTE O PACIENTE:                      Desadaptación motriz.                      (ejemplo: regresión psicomotora)                      Temor a estar de pie.                      Debilidad muscular abdominal y pélvica.</p> <p>PARA EL CUIDADOR:                      Lentitud motriz (ejemplo: Parkinson)                      Equilibrio inestable en posición sentada.                      Limitaciones biomecánicas discales (compresión, torsión).                      Riesgo TMS <sup>(1)</sup></p> <p><i>Frecuencia de las dificultades para levantarse de la cama: 40% de las personas mayores encamadas.</i></p>	<p>Adaptar la posición a las funciones de la cama.                      Reducir el riesgo de caída.</p> <p>Para los cuidadores:                      Prevención de los trastornos músculo esqueléticos.                      Disminución de la carga de trabajo.                      Asegurar la movilidad alrededor de la cama.</p>	<p>Mantenimiento de la autonomía de las personas (confianza en ellos mismos).                      Fortalecimiento muscular y del equilibrio.                      Eficiencia y seguridad de las transferencias antes de la incorporación.                      Reducción de la ansiedad.                      Apoyo a los ayudantes.                      Mantenimiento y mejora de la movilidad de las personas (ergomotricidad).                      Reducción de la pesadez de la carga del trabajo (ergonomía).                      Confianza.</p>
<b>GIRO LATERAL</b>	<p>Gestos de mantenimiento realizados con frecuencia por los cuidadores (higiene, cambio de apósitos...).</p> <p>Limitaciones biomecánicas discales (flexión anterior, compresión).                      Riesgo TMS <sup>(1)</sup>.</p> <p>Utilidad de las barandillas para el paciente debilitado pero tranquilo, coherente, comunicativo.                      Las barandillas convencionales molestan al cuidador.</p>	<p>Favorecer la realización eficiente de los cuidados en la cama.                      Reducir las limitaciones dorso lumbares durante los cuidados en la cama.</p> <p>Mejorar la movilidad de la persona cuidada estimulando su participación con gestos de la vida cotidiana.</p>	<p>Mejorar la productividad de los cuidadores.</p> <p>Participación de la persona atendida en los cuidados.</p> <p>Fortalecimiento muscular.</p>

<sup>(1)</sup>TMS Trastorno Músculo-Esquelético



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES (MM) ancho x alto
<b>SAM EVOLUTION *</b>	Derecho A645-00 - Izquierdo A646-00	1652 x 396
<b>SAM BLOCK * (Opción del SAM Evolution)</b>	A613-00 (2 unidades)	286 x 396
<b>SAM ACTIV *</b>	Derecho A616-00 - Izquierdo A617-00	483 x 313
<b>SAM ERGONOM *</b>	Derecho A649-00 - Izquierdo A650-00	705 x 464 / 396
<b>SAM ERGONOM LIGHT *</b>	Derecho A651-00 - Izquierdo A652-00	705 x 464 / 396
<b>SAM ERGONOM PLUS *</b>	Derecho A647-00 - Izquierdo A648-00	1646 x 464 / 396

\* Conforme a la norma CEI 60601-2-52  
 Color RAL 7030

Garantía 1 año.\*

\* En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
 Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

[www.winncare.es](http://www.winncare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# PANELES DE CAMAS

## MADELIA



Perfil RAL 7030  
Interior Roble Lindberg

## ABÉLIA\*



Perfil RAL 7030  
Interior Roble Lindberg  
Pasamanos RAL 7030

## CARMEN



Panel cabecero  
Interior Roble Lindberg



Panel piecero  
Interior Roble Lindberg  
Pasamanos RAL 7030

## MEDIDOM



Panel cabecero  
Interior Dragonnier Clair



Panel piecero  
Interior Dragonnier Clair

## VAL DE VIE



Interior Roble Lindberg  
Perfiles RAL 7030

## ELEGANTI



PVC Duna y Chocolate  
Interior estándar y único

## AUZENCE



Interior Roble Lindberg  
Perfiles RAL 7030

## STYLVIA\*



Panel cabecero  
Interior Roble Lindberg



Panel piecero  
Interior Roble Lindberg  
Pasamanos RAL 7030

## NOVIDA\*



Interior Roble Lindberg

## PULGARCITO



Interior Cádiz  
Perfiles RAL 9016

## WINNEA®



Panel cabecero extraíble color Azul Hudson.  
Partes metálicas en RAL 1013




Panel piecero con opción soporte manta, color Azul Hudson.  
Partes metálicas en RAL 1013




Winnea CIC  
RAL 7047


### LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LAS CAMAS SE PUEDEN SERVIR EN LOS SIGUIENTES COLORES



RAL 7035



RAL 1013



RAL 7030



RAL 7016

PANEL	COLOR ESTANDAR	ANCHURA DE LA CAMA (DIMENSIONES EN CM)					ALTURA DEL PANEL (CM) Desde la base del somier (Cabecero/ piecero)	CM A AÑADIR A LA MEDIDA DEL SOMIER		MATERIALES <sup>(1)</sup>		Clasificación protección al fuego
		90	100	120	140	160		ANCHO	LARGO <sup>(2)</sup>	PANEL	PASAMANOS	
MADELIA	Interior Roble Lindberg, Cantos RAL 7030	x					35	10	6	Aglomerado	-	M3
ABÉLIA	Interior Roble Lindberg, Pasamanos y embellecedores RAL 7030	x	x	x	x	x	36	10	7	Aglomerado	Acero	M3
ELEGANTTI	PVC Duna y Chocolate	x					41 / 31	13	10	MDF / PVC / Espuma		M1 ou M2
CARMEN	Cabecero: Interior y canto Roble Lindberg, Píecero: Interior y canto Roble Lindberg, pasamanos RAL 7030	x	x				41	17	9	Aglomerado	Acero (piecero)	M3
CARMEN (barandillas de madera)		x	x	x	x	x	44					M3
VAL DE VIE	Interior Roble Lindberg, Pasamanos y laterales RAL 7030	x	x				46 / 39	6	9	Macizo / Aglomerado	Macizo	M3
VAL DE VIE (barandillas de madera)		x					43,6	13	9			M3
AUZENCE	Perfiles RAL 7030 Interior Dragonnier Gris.	x		x	x	x	40	6	11	MDF / Macizo	Acero	M3
MÉDIDOM	Dragonnier Clair	x	x	x	x	x	37/14	6	8	Aglomerado	-	M3
WINNEA FIJO (piecero)	Color Azul Hudson, pasamanos RAL 7030	x					42	15	13	Acero / Compact	Acero	M2
WINNEA EXTRAIBLE (cabecero)							45					
WINNEA® CIC	Gris RAL 7047	x					45	15	13	Polipropileno		M3
PULGARCITO	Blanco / Cádiz o Blanco / Rosado	80 cms.					46	15	6	MDF	-	M3
PULGARCITO (barandillas de madera)		80 cms.					43	13	8	MDF	Acero	M3
<b>ACCESORIOS:</b>						<b>ALTURA</b> Desde la base del somier						
BARANDILLAS METÁLICAS		-					39 cm	12 cm	-		M2	
SAM ACTIVE		-					48 cm	12 cm	-		M3	
SAM ERGO		-					46 cm	12 cm	-		M3	
SAM EVOLUTION		-					40 cm	12 cm	-		M3	

Nuestras camas y sus accesorios han sido diseñados y fabricados cumpliendo con los requisitos esenciales que les son aplicables según la Directiva Europea 93/42/CE. Los hemos sometido a pruebas de ensayo normalizadas en sus configuraciones comerciales, incluyendo paneles y accesorios de nuestra fabricación, con el fin de asegurarnos una seguridad y desempeño máximos. Por consiguiente, la utilización exclusivamente de paneles y accesorios originales condiciona el mantenimiento de las cláusulas de garantía del producto objeto del contrato y le garantiza un uso seguro de la cama y sus accesorios. Virmedic declina toda responsabilidad en caso de daños por una combinación no especificada en la tabla superior.

#### Garantía de los paneles y accesorios: 1 año \*

\*En condiciones normales de utilización - consultar instrucciones de uso

<sup>(1)</sup> Paneles disponibles con y sin guías para barandillas de madera

<sup>(2)</sup> Largo del somier: 200 cm para cama de 90/100/120/140/160 cm y largo de 160 cm para la cama de 80 cm

<sup>(3)</sup> Aglomerado con cantos de ABS / MDF = Medio / Macizo barnizado o lacado.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# ACCESORIOS DE CAMA



Hasta los  
**220 cm**  
de somier





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº	DESCRIPCIÓN								DIMENSIONES	ACABADO COMPOSICIÓN
		AERYS	X'PRESS	X'PRIM 3	ALDRYS' EVOLUTION II	XXL X'PRESS	XXL DIVISYS	DUO DIVISYS		
1	Barandilla metálica Ref. A637-00 + A638-00	•	•	•	•	•	•	•	Longitud: 147 cm Altura: 39,5 cm respecto al somier	Epoxi o cromado
2-3	Barandilla de madera Ref. A579-00	•	•	•	•	•	•	•	Longitud total de la cama Altura: 37,5 cm respecto al somier	Revestimiento polímero Haya claro
4-5	Mástil porta gotero telescópico con 2 ganchos Ref. A8400 con 4 ganchos Ref. A840001	•	•	•	•	•	•	•	Altura ajustable: 72 a 141 cm	Inox Ganchos de plástico
	Mástil porta gotero fijo con 2 ganchos. Ref. A1700 con 4 ganchos. Ref. A170001								Altura fija: 120 cm	
6	Mástil porta gotero sobre ruedas Ref. S0200	•	•	•	•	•	•	•	Altura ajustable: 115 a 220 cm	
7	Soporte de orinal. Ref. A260-00	•	•	•	•	•	•	•		Epoxi
8	Soporte mural de cuña. Ref. A193-00									Cromado
9	Ganchos de bolsa de orina. Ref. A5800	•	•	•		•	•	•		Cromado
10	Soporte flexible para mando de cama. Ref. A230-00	•	•	•	•	•	•	•		
11	Extensión de somier	•	•	•	•	•	•		Longitud: 20 cm 24 cm para cama de 120	
12	Tope mural ALDRYS' EVOLUTION Ref. A15594P				•					Epoxi
13	Tope mural XPRIM3 Ref. A551-00			•						Epoxi
14	Empuñadura de apoyo Ref. A575-00 (compatible con barandillas)	•	•	•	•	•	•	•	Altura: 35 cm Longitud: 29 cm	Epoxi
15	Mástil incorporador sobre patas en U Ref. Y0300	•	•	•	•	•	•	•	Altura: 198 cm	Epoxi
16	Mástil incorporador Ref. A622-00	•	•	•	•	•	•	•		Epoxi o cromado
17	Barandilla telescópica	•	•	•	•**	•	•	•		Aluminio y madera
18	Barandilla pie de cama	•	•	•	•	•	•	•	Longitud: 70 cm Altura: 37,5 cm	Epoxi

Garantía de los accesorios 1 año.\*

\* En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste - ver instrucciones de uso.

\*\* Solo con freno centralizado.

# GUÍA DE PRESCRIPCIÓN

La identificación del riesgo y su valoración están considerados como un punto de partida para la implementación de medidas de prevención de las escaras (úlceras por presión).

Las 3 escalas de riesgo más utilizadas son las de NORTON, BRADEN Y WATERLOW. La escala de Norton se adapta mejor, sobre todo, a las personas mayores (mayores de 65 años). Su uso es simple y rápido. La escala de Braden es la más reproducida y validada en cuanto a su uso.

Los expertos nos recuerdan que "no hay que subestimar el papel que desempeña el juicio clínico empírico o intuitivo como complemento del instrumento de valoración del riesgo de escaras para la implementación de las medidas de prevención".

Fuente: PERSE, APHP, SFFPC, prevención y tratamiento de las escaras en adultos y personas mayores, Conferencia de Consenso, noviembre de 2001.

## ESCALA DE NORTON

CONDICIÓN FÍSICA	1 <input type="checkbox"/> Muy mala 2 <input type="checkbox"/> Pobre 3 <input type="checkbox"/> Regular 4 <input type="checkbox"/> Buena
ESTADO MENTAL	1 <input type="checkbox"/> Estuporoso 2 <input type="checkbox"/> Confuso 3 <input type="checkbox"/> Apático 4 <input type="checkbox"/> Orientado
ACTIVIDAD	1 <input type="checkbox"/> Encamado 2 <input type="checkbox"/> Sentado 3 <input type="checkbox"/> Camina con ayuda 4 <input type="checkbox"/> Ambulante
MOVILIDAD	1 <input type="checkbox"/> Inmóvil 2 <input type="checkbox"/> Muy limitada 3 <input type="checkbox"/> Disminuida 4 <input type="checkbox"/> Total
INCONTINENCIA	1 <input type="checkbox"/> Urinaria y fecal 2 <input type="checkbox"/> Urinaria 3 <input type="checkbox"/> Ocasional 4 <input type="checkbox"/> Control
PUNTUACIÓN:	<input type="text"/>

## ESCALA DE BRADEN

PERCEPCIÓN SENSORIAL <small>Capacidad para responder significativamente a la incomodidad provocada por la presión.</small>	1 <input type="checkbox"/> Completamente limitada 2 <input type="checkbox"/> Muy limitada 3 <input type="checkbox"/> Levemente limitada 4 <input type="checkbox"/> No alterada
HUMEDAD <small>Grado en el cual la piel está expuesta a la humedad.</small>	1 <input type="checkbox"/> Constantemente húmeda 2 <input type="checkbox"/> Muy húmeda 3 <input type="checkbox"/> Ocasionalmente húmeda 4 <input type="checkbox"/> Raramente húmeda
ACTIVIDAD	1 <input type="checkbox"/> En cama 2 <input type="checkbox"/> En silla 3 <input type="checkbox"/> Camina ocasionalmente 4 <input type="checkbox"/> Camina con frecuencia
MOVILIDAD <small>Capacidad para cambiar y controlar la posición del cuerpo.</small>	1 <input type="checkbox"/> Completamente Inmóvil 2 <input type="checkbox"/> Muy limitada 3 <input type="checkbox"/> Ligeramente limitada 4 <input type="checkbox"/> Sin limitaciones
NUTRICIÓN <small>Patrón usual de consumo alimentario.</small>	1 <input type="checkbox"/> Muy pobre 2 <input type="checkbox"/> Probablemente inadecuada 3 <input type="checkbox"/> Adecuada 4 <input type="checkbox"/> Excelente
FRICCIÓN Y ROZAMIENTO / DESLIZAMIENTO <small>Capacidad para controlar la posición del cuerpo.</small>	1 <input type="checkbox"/> Es un problema 2 <input type="checkbox"/> Es un problema potencial 3 <input type="checkbox"/> Sin problema aparente
PUNTUACIÓN:	<input type="text"/>

**RIESGO**

**Elevado**

**Medio a elevado**

**Bajo a medio**

**Nulo a bajo**

**Escala de Braden**

**Puntuación de 8 a 6**

**Puntuación de 13 a 9**

**Puntuación de 17 a 14**

**Puntuación de 23 a 18**

**Escala de Norton**

**Puntuación de 8 a 5**

**Puntuación de 12 a 9**

**Puntuación de 14 a 13**

**Puntuación de 20 a 15**

# TABLA DE COLCHONES ANTIESCARAS



Cuidamos de las personas con pérdida de autonomía y de sus cuidadores

**RIESGO DE ESCARA NULO, O DE BAJO A MEDIO**

**RIESGO DE ESCARA DE MEDIO A ELEVADO**

**RIESGO DE ESCARA ELEVADO**

Paciente encamado ≤ 15 horas/día

Paciente encamado > 15 horas/día

Paciente encamado 24 horas/día

- Pacientes con movilidad
- No padecen trastornos neurológicos importantes
- No enfermedad arterial
- Estado general de bueno a medio

PACIENTES CON CIERTA MOVILIDAD (Pueden cambiar de posición)

Paciente, en general, en mal estado de salud, que padece una arteriopatía, o un trastorno neurológico reciente severo

≥ 6 x día  
**COLCHONES ESTÁTICOS**

< 6 x día  
**COLCHONES DE AIRE**

**COLCHONES DE AIRE**

**COLCHONES ESTÁTICOS**

Al menos una escara Estadio 1 al 4 Excepto zona de apoyo

Una escara En zona de apoyo

Más de una escara Estadios del 1 al 4 – en zonas de apoyo

Sin escaras

Antecedentes de escaras

**MAL ESTADO GENERAL**

**Estadio del 1 al 4**

**Estadio 1 o 2**

ESPUMA DE ALTA RESILIENCIA

MORFEA  
30 ≤ 120 kg

APLOT  
40 ≤ 120 kg

EPSUS  
30 ≤ 120 kg

ESPUMA VISCOLÉLASTICA

ALOVA  
20 ≤ 180 kg

VISKOVA  
30 ≤ 150 kg

ALOVA XXL  
135 ≤ 270 kg

AUTOMÁTICO

oxtairone® puur  
30 ≤ 150 kg

oxtair automorpho® puur  
30 ≤ 165 kg

oxtair automorpho® canfor®  
30 ≤ 180 kg  
30 ≤ 200 kg



# COLCHÓN CLÍNICO SIMPLE **MORFÉA**

---

## COLCHÓN DE ESPUMA PARA ALOJAMIENTO MEDICALIZADO

- Colchón con 4 esquinas redondeadas para un perfecto ajuste en todos los tipos de somieres de camas hospitalarias y sus accesorios.



## COLCHÓN DE ESPUMA PARA ALOJAMIENTO MEDICALIZADO

- Espuma de alta resiliencia (HR) ZYPREX  $\geq 34\text{Kg/m}^3$ . Superficie lisa y muy cómoda.
- Dureza de 3 kPa.
- Peso del colchón: 9'5 kg
- Funda integral abierta por 3 lados, 3 materiales a elegir:



### PALET BOX

- **Práctico:** los colchones están listos para su uso.
- **Ecológico:** reduce el volumen de residuos.



### ENROLLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligero, fácil de transportar (asa para su transporte).
- **Ecológico:** aumenta la capacidad de transporte del vehículo.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN			DIMENSIONES	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
	CAJA CARTÓN	PALET BOX (10 UNIDADES)	ENROLLADO COMPRIMIDO				
<b>Colchón MORFEA esquinas redondeadas, funda integral PVC BIOPLAST</b>	VMB14	VMB14-BOX	---	198x88x14 cm	30 a 120 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D I 90 Clase C	Espuma de alta resiliencia $\geq 34\text{ kg/m}^3$
<b>Colchón MORFEA esquinas redondeadas, funda integral PROMUST PU</b>	VMB14/HIP	VMB14/HIP-BOX	VMB14RC1-HIP (1 ud) VMB14RC-HIP (5 uds)			EN 597-1 y 2 GPEM D I 90 Clase D	
<b>Colchón MORFEA esquinas redondeadas, funda integral PROMUST PU HD</b>	VMB14/HIPH	VMB14/HIPH-BOX	---				

2 años de garantía

Winncare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

[www.winncare.es](http://www.winncare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.


# COLCHÓN GOFRADO

## **APLOT** Monobloque



COLCHÓN GOFRADO, MOLDEADO EN ESPUMA DE ALTA RESILIENCIA (HR) ZYPREX™

- **Eficacia:** Gran movilidad de los tacos.
- **Ergonomía:** Las 4 esquinas redondeadas facilitan la instalación del mástil incorporador y las diferentes formas de los paneles de cama.
- **Confort:** Tacos moldeados, de superficie lisa, con bordes redondeados.



## Colchón gofrado, moldeado en espuma de Alta Resiliencia (HR) Zyprex®

### Eficacia:


- Reducción del cizallamiento gracias a la movilidad de los tacos.
- Gran movilidad de los tacos en las 3 dimensiones para reducir el riesgo de cizallamiento de la piel y tejidos subyacentes.
- Espuma de alta resiliencia (HR) ZYPREX  $\geq 34\text{Kg/m}^3$ .
- Dureza de la espuma HR: 4'5 kPa.
- Peso del colchón: 8'5 kg

### Ergonomía:

- 4 esquinas redondeadas.
- Más espacio para el mástil incorporador.
- Compatible con todos los tipos de paneles de cama.

### Seguridad:

- Altura compatible con las barandillas de la cama.




## VERSIONES

### Monobloque



Compatibilidad con el plegado del somier

### Monobloque comprimido



## PALET BOX

- **Práctico:** los colchones están listos para su empleo.
- **Ecológico:** reduce el volumen de residuos.



## ENROLLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligero, fácil de transportar (asa para su transporte).
- **Ecológico:** aumenta la capacidad de transporte del vehículo.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN			DIMENSIONES	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
	CAJA CARTÓN	PALET BOX (10 UNIDADES)	ENROLLADO COMPRIMIDO				
<b>Colchón APLOT monobloque esquinas redondeadas, protección Dermalón FR</b>	VAI03MBI4	VAI03MBI4-BOX	VAI03MBI4RC1 (1 ud) VAI03MBI4RC (5 uds)	195x85x14 cm	40 a 120 Kg	EN 597-1 y 2 GPEM DI 90 Clase D	Espuma de alta resiliencia Zyprex $\geq 34\text{ Kg/m}^3$
<b>Colchón APLOT monobloque esquinas redondeadas, funda integral Promust PU</b>	VAI03MBI4/HIP	VAI03MBI4/HIP-BOX	---				
<b>Colchón APLOT monobloque esquinas redondeadas, funda integral Promust PU HD</b>	VAI03MBI4/HIPH	VAI03MBI4/HIPH-BOX	---				

2 años de garantía.

Mantenimiento: Dermalón FR



Mantenimiento: Promust PU (HD)



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es




Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# COLCHÓN EPSUS


## Monobloque Monosustentación



- **Prestación:** indicado para pacientes encamados más de 15 horas al día. Ayuda al tratamiento de las UPP (úlceras por presión) de estadio I y 2 (NPUAP) excluyendo la zona de apoyo o con posibilidad de exclusión de apoyo.
- **Seguridad:** bordes laterales estabilizadores para facilitar los traslados de cama a silla de ruedas. Funda de protección Dermalon FR para el domicilio o Promust PUHD en colectividades.
- **Evolutividad:** extracción de los módulos para permitir descarga, particularmente de los talones.



VALORES DE PRESIONES\* EN EL COLCHÓN EPSUS CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE EXPERTOS (LX13321)



\* Valor máximo de la presión ejercida sobre la piel




COLCHÓN EPSUS



- Colchón compuesto por 8 módulos con bloques de espuma de alta resiliencia.
- Espuma de alta resiliencia (HR)  $\geq 34\text{Kg/m}^3$ .
- Multizona. Dureza:
  - \* 2'5 kPa (módulos azules),
  - \* 2'9 kPa (módulos blancos)
  - \* 3'5 kPa (bordes estabilizantes)
- Peso del colchón: 9'5 kg
- Durabilidad medida en 10.000 ciclos en test de ensayo dinámico (maniquí W445 I2 – 3BScientific. HxI 4042).
- Movilidad de los bloques en las 4 dimensiones.
- Bordes redondeados en sentido longitudinal.



Bordes laterales estabilizadores para facilitar el enderezamiento "acostado-sentado" y las transferencias "cama-silla de ruedas"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO DEL PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
<b>EPSUS Monobloque, cubrecolchón Dermalon FR*</b>	VE208MB	198 x 88 x 17 cm	de 30 a 120 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 clase D	Espuma de alta resiliencia $\geq 34\text{ kg/m}^3$
<b>EPSUS Monobloque, funda integral Promust PU HD*</b>	VE208MB/HIPH				

Mantenimiento: Promust PU (HD)



Mantenimiento: Dermalon FR



2 años de garantía.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# COLCHÓN EN ESPUMA VISCOELÁSTICA

## **ALOVA**<sup>®</sup>

Monobloc, multizona  
**con descarga del talón**



### DESCARGA DEL TALÓN INTEGRADA

- **Funcionalidad:** disminución de los valores de presión por diferentes firmezas adaptadas a cada zona del cuerpo.
- **Eficacia:** ayuda al tratamiento de escaras de nivel 1 y 2. Mejora del flujo vascular a nivel del talón por inclinación integrada en la zona de los pies.
- **Seguridad:** reducción al mínimo de riesgo por una protección integral técnicamente probada.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos del cuerpo.



Opción  
con funda CIC



## Colchón multizona con descarga talonera

### Espuma viscoelástica

(Altura 6 cm)  
Densidad 80 kg/m<sup>3</sup>

#### Multizona



Blanda Firme Media

### Firmeza espuma visco

- Blanda: 1'5 kPa
- Media: 1'7 kPa
- Dura: 1'9 kPa

VMA64



VMA63



VMA62



### Peso del colchón

- VMA62: 14 kg
- VMA63: 15 kg
- VMA64: 16 kg

### Base de Espuma Alta Resiliencia


(Altura 8 cm)  
Densidad espuma HR:  
- VMA62: 18 kg/m<sup>3</sup>  
- VMA63: 28 kg/m<sup>3</sup>  
- VMA64: 34 kg/m<sup>3</sup>



Descarga del talón integrada

- **Reducción óptima de las presiones en las zonas de riesgo.** Gracias a la descarga del talón y a las zonas con firmeza diferenciada.

Ejemplo: reparto de las presiones a nivel del talón en un paciente de 1,76 m y 70 kg. (Unidad: mm de Hg).



Colchón SIN descarga del talón. Colchón ALOVA monobloc multizona CON descarga del talón.

## PALET BOX

- **Práctico:** los colchones están listos para su empleo.
- **Ecológico:** reduce el volumen de residuos.



## ENROLLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligero, fácil de transportar (asa para su transporte).
  - **Ecológico:** aumenta la capacidad de transporte del vehículo.
- Desenrollar antes de fecha indicada en embalaje (Aprox. 6 meses)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO			DIMENSIONES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
	CAJA	PALET BOX (10 unidades)	ENROLLADO COMPRIMIDO				
<b>ALOVA DT monobloc multizona, funda Promust PU</b>	----	VMA62-HIP3-190	VMA62RC1-HIP3-190 (1 ud)	190x88x14	20 a 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEN D I 90 clase D	80 kg/m <sup>3</sup>
<b>ALOVA DT monobloc multizona, funda Promust PU</b>	VMA62C-HIP	VMA62-HIP	VMA62RC1-HIP (1 ud) VMA62RC-HIP (5 uds)	195x88x14	20 a 120 kg		
	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3	----		20 a 150 kg		
	VMA63-HIP	VMA63HIP-BOX	VMA63RC1-HIP (1 ud) VMA63RC-HIP (5 ud) VMA63RC1-HIPH3 (1 ud) VMA63RC-HIPH3 (5 ud)				
<b>ALOVA DT monobloc multizona, funda Promust PU HD</b>	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX	VMA63RC1-HIPH3	20 a 150 kg			
	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX	VMA64RC1-HIPH (1 ud) VMA64RC-HIPH (5 uds)	20 a 180 kg			
<b>ALOVA DT monobloc multizona, funda CIC</b>	VMA63CIC	VMA63CIC-BOX	----	20 a 150 Kg			
	VMA64CIC	VMA64CIC-BOX	----	20 a 180 kg			

Mantenimiento  
Promust PU (HD)  
Promust CIC



3 años de garantía.  
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# COLCHÓN EN ESPUMA VISCOELÁSTICA **ALOVA**<sup>®</sup>



COLCHÓN DE ESPUMA VISCOELÁSTICA ADAPTADO A SUS NECESIDADES

- **Funcionalidad:** disminución de los valores de presión por densidades adaptadas a cada zona del cuerpo.
- **Seguridad:** bordes estabilizadores. Facilita las transferencias de cama a silla.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos del cuerpo.



- Colchón monobloc **multizona** con bordes estabilizantes:
- **Capa superior viscoelástica** moldeada con densidad de 80 Kg/m<sup>3</sup>
- **Base de espuma de alta resiliencia (HR)**: densidad: 28 Kg/m<sup>3</sup> y firmeza 3'5 kPa

• **Peso del colchón:** 19 Kg

• **Funda disponible:** Promust PU y Promust PU HD

- **Multizona.** Firmeza:
  - Blanda: 1'5 kPa
  - Media: 1'7 kPa
  - Dura: 1'9 kPa


• **Multi-zona**



Blanda Firme Medio



Bordes laterales reforzados: facilitan la estabilidad durante las transferencias.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
<b>ALOVA bordes laterales estabilizadores, funda PromustPU*</b>	VMA/BS/HIP	195 x 88 x 14 cm	30 a 135 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D I 90 Clase D	80 kg/m <sup>3</sup>
<b>ALOVA bordes laterales estabilizadores, funda PromustPU HD*</b>	VMA/BS/HIPH				

Mantenimiento Promust PU (HD)



3 años de garantía.  
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es




Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# COLCHÓN DE ESPUMA VISCOELÁSTICA (FR) VISKOA

(FR) - FUEGO RETARDANTE\*



- Seguridad:** Protección de los pacientes atendidos en contacto con fuente de ignición, fuente de calor o eléctrica. Compatible con personas con un peso de 30 a 150 kg. Resistencia a la penetración de líquidos > 300 cm [EN 20811].
- Prestación:** Bi-elasticidad [Cadena > 120%, Trama > 140%] de la funda de protección asociada a la combinación MV. La densidad de la espuma favorece la inmersión en la materia y la reducción de los valores de presión.
- Comodidad:** Permeabilidad al vapor de agua del material de la funda de protección Promust PUHD > 500 g/m<sup>2</sup> 24 horas [nf EN ISO 2528].
- Durabilidad:** Gramaje 210 g de la funda de protección Promust PUHD.



\* Tratamiento Fuego Retardante

COLCHÓN VISKOA

COLCHÓN CON SU FUNDA (2)	TIPOS DE FUENTES DE INFLAMACIÓN POR LAS QUE EL RIESGO DE INFLAMACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ES MAYOR	CLASES DE PRESTACIONES RESPECTO A LA INFLAMABILIDAD QUE PERMITE REDUCIR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS		
		ESTANCIA CORTA	ESTANCIA LARGA	PSIQUIATRÍA
PRODUCTOS SANITARIOS (2)	Cigarrillo y cerilla	D	C (1)	A (1)

(1): Puede derogarse esta prestación cuando el responsable del centro considere que los aspectos tratamientos, higiene y comodidad prevalecen sobre el riesgo de incendio.  
 (2): Los colchones cubiertos por el decreto nº 95-292 y la directiva relativa a los productos sanitarios 93/42. Solo la funda original permite el mantenimiento de la conformidad con las exigencias de seguridad del decreto y del marcado CE.

- Espuma viscoelástica de 6 cm, 60 kg/m<sup>3</sup> y dureza de 1'2 kPa
- Base de espuma HR de 8 cm, 35 kg/m<sup>3</sup> y dureza de 3'9 kPa
- Peso del colchón: 14 kg
- Funda PROMUST PU HD



PALET BOX



- **Práctico:** los colchones están listos para su uso.
- **Ecológico:** reduce el volumen de residuos.
- **Ergonómico:** asideros integrados en el embalaje.
- **Embalaje:** 10 colchones por palet.

CRITERIOS DE ACEPTACION DE LOS TESTS DE FUEGO



- Persistencia de llama inferior a 120 seg. después de la retirada de la fuente de calor.
- Deterioro limitado del colchón a partir del punto de aplicación de la fuente de calor.
- Una combustión que cubre menos de una hora después de la retirada de la fuente de calor.

MATERIA VISCOELÁSTICA




La materia viscoelástica favorece la inmersión en la materia y la reducción de los valores de presión.

Composición del colchón:

- 6 cm de espuma viscoelástica de altas prestaciones.
- 8 cm de espuma de alta resiliencia.

VALORES DE REPARTO DE LAS P<sub>máx</sub>

Reducción óptima de la P<sub>máx</sub> (valor de presión máxima ejercida sobre la piel expresada en unidad mm de Hg.)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESIGNACIÓN	REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN Y EMBALAJE		DIMENSIONES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
	CAJA DE CARTÓN (1 ud)	PALET BOX (10 uds)			
VISKOA MONOBLOQUE MONOSUSTENTACIÓN	VMAFR-HIPH	VMAFR-HIPH BOX	195 x 88 x 14	de 30 a 150 kg	EN 597-1 :95 EN 597-2 :95 GPEM/CP DI -90 :1991

Mantenimiento: Promust PU (HD)

2 años de garantía.  
 En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
 Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# GAMA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA **ALOVA**® Monobloc **100, DUO, XL, XXL, PEDIA y CONFORT**



ALOVA®, MONOBLOC, ESPUMA MOLDEADA, MÚLTIPLES TAMAÑOS

- **Funcionalidad:** ayuda a la prevención de escaras en personas con riesgo medio a elevado, levantadas durante el día y tumbadas más de 15 horas al día.
- **Ayuda al tratamiento de escaras de nivel I y 2.**
- **Gama:**
  - Colchón Alova 100
  - Colchón Alova DUO
  - Colchón Alova XL.
  - Colchón Alova XXL
  - Colchón Alova Pedia
  - Almohadas Alova Confort



## COLCHÓN 100

- **Colchón monobloc** compuesto por:
  - Capa superior de espuma viscoelástica moldeada de 6 cm. Densidad 80 kg / m<sup>3</sup>
  - Base de espuma High Resilient (HR) de 8 cm. Densidad ≥ 34 Kg / m<sup>3</sup>
- **Peso del paciente:** 30 a 150 Kg
- **Peso del colchón:** 15 Kg
- **Funda disponible:** Promust CIC



DESCRIPTION	REFERENCIAS DEL EMPAQUETADO		DIMENSIONES	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
	CARTÓN	PALLET BOX		
<b>ALOVA® 100</b> <b>FundaPromust</b> <b>CIC</b>	VMA100-CIC	VMA100-CIC-BOX	195 x 97x 14 cm	EN 597-1 y 2 GPEM D1-90 clase C

3 años de garantía.  
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

## COLCHÓN DUO

- **Colchonesmonobloc** compuestos por:
  - Espuma viscoelástica de 7 cm, 80 kg/m<sup>3</sup> y dureza de 2'2 kPa
  - Base de espuma HR de 7 cm, 34 kg/m<sup>3</sup> y dureza de 1'8 kPa
- **Pesodel colchón:** 16'8 kg (VMA70) y 18'2 kg (VMA80)
- **Funda** PROMUST PU HD



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
<b>ALOVA DUO de 70 cm para cama medicalizada de 140 cm doblesomier.Funda integral en Promust PU HD*</b>	VMA70	196 x 70 x 14 cm	30 a 135 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 clase D
<b>ALOVA DUO de 80 cm para cama medicalizada de 160 cm doblesomier.Funda integral en PromustPU HD*</b>	VMA80	196 x 80 x 14 cm		

Mantenimiento  
Promust PU (HD)



3 años de garantía.  
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

## COLCHÓN XL

- **Colchón monobloc** compuesto por:
  - Espuma viscoelástica de 7 cm, densidad 80 kg/m<sup>3</sup> y dureza de 1'7 kPa
  - Base de espuma HR de 10 cm, densidad 28 kg/m<sup>3</sup> y dureza de 3'6 kPa



- **Peso del colchón:** 24 kg (VMA I 17XL) y 28 kg (VMA I 37XL)
- **Funda** PROMUST PU

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
<b>ALOVA XL 120 cm Funda integral en PromustPU HD*</b>	VMA I 17XL	195 x 117 x 17 cm	30 a 150 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 clase D
<b>ALOVA XL 140 cm Funda integral en PromustPU HD*</b>	VMA I 37XL	195 x 137 x 17 cm		

Mantenimiento Promust PU (HD)      

3 años de garantía.  
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

## COLCHÓN XXL

- **Colchón monobloc** compuesto por:
  - Espuma viscoelástica de 7 cm, densidad 80 kg/m<sup>3</sup> y dureza de 1'7 kPa
  - Base de espuma HR de 10 cm, densidad 42 kg/m<sup>3</sup> y dureza de 4'5 kPa

- **Peso del colchón:** 29'5 kg (VMA I 20BAR) y 38'9 kg (VMA I 40BAR)

- **Funda** PROMUST PU HD



En la prescripción médica debe indicar el peso del usuario.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
<b>ALOVA XXL 120 cm. Funda integral en PromustPU HD*</b>	VMA I 20BAR	195 x 117 x 17 cm	135 a 270 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 clase D
<b>ALOVA XXL 140 cm. Funda integral en PromustPU HD*</b>	VMA I 40BAR	195 x 137 x 17 cm		

Mantenimiento Promust PU (HD)      

3 años de garantía.  
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

## COLCHÓN PEDIA CONFORT

- **Colchón monobloc** compuesto por:
  - Capa superior viscoelástica moldeada con densidad de 80 Kg/m<sup>3</sup> y firmeza de 1'8 kPa
  - Base de espuma de alta resiliencia (HR): densidad: 28 Kg/m<sup>3</sup> y firmeza de 3'6 kPa
- **Peso del paciente:** 15 a 60 kg (VMA/PEDIA/S), 20 a 90 kg (VMA/PEDIA/M)
- **Peso del colchón:** 12 Kg
- **Funda:** Promust CIC



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	NORMATIVA AL FUEGO
<b>ALOVA™ PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS</b>	VMA/PEDIA/S	160 x 80 x 14	EN 597-1 and 2 GPEM D I 90 Clase D
<b>ALOVA™ PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS</b>	VMA/PEDIA/M		

Instrucciones de limpieza: funda Promust CIC



En colectividades la garantía de la funda es de 1 año. **3 años de garantía.**

## ALMOHADAS ALOVA CONFORT

- Almohadas de espuma viscoelástica de 80 kg/m<sup>3</sup> de densidad.
- Fundas amovibles (80% algodón y 20% poliéster)



Alova cervical anatómica.  
Ref: VCERVA 5535



Alova apoyo lumbar  
Ref: VCALELOMB



Alova apoyo cervical media luna  
Ref: VDLUNE



Alova cervical  
Ref: VCERV-5035/5042/6038  
Ref: VTRAVEL-5035



Alova clásica  
Ref: VSTAND 6040

REFERENCIA	DIMENSIONES (CM)
VCERVA-5535	55x35x8/12
VSTAND-6040	60x40x13
VDLUNE	28x24x10
VCALELOMB	36x32x10
VCERV-5035	50x35x7/10
VCERV-5042	50x42x10/12
VCERV-6038	60x38x11/13
VTRAVEL-5035	50x35x7/10

**3 años de garantía.**  
1 año para la funda.

**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# COLCHÓN DE AIRE MOTORIZADO AUTOMÁTICO

## axtair one<sup>®</sup> plus

• Usuarios con riesgo de UPP medio a elevado • Ayuda al tratamiento de UPP de estadio I y 2



### COLCHÓN

- 18 celdas de poliuretano éter de aire terapéutico independientes y extraíbles de 12cm.
- Base de espuma de poliéter de +5cm de espesor situado en un compartimento independiente.
- Apertura y cierre de la válvula CPR rápido y cómodo con una sola mano.
- Tapón de transporte para autonomía de 8 horas
- Guía para cables (opcional)

### COMPRESOR

- Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado, en función de la morfología del paciente.
- 1 modos terapéutico: Alternancia de presiones.
- Gestión de la posición sentado (>30°)
- Ajuste del confort: Regulación del nivel de presión.
- Alarmas visuales y sonoras.
- Número de serie en la parte posterior del compresor: manual de instrucciones simplificado y código QR en los laterales.

### FUNDAS DISPONIBLES

- Lado superior: bielástica, impermeable a los líquidos y transpirable al vapor de agua.
- Lado inferior: base antideslizante
- 2 fundas disponibles:
  - PROMUST PU HD (funda negra)
  - PROMUST CIC (funda azul) con tratamiento antibacteriano con iones de plata (antifúngido, antiácaros, antibacteriano y antiolor).



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES/ PESO	PESO PACIENTE	NORMATIVA DE FUEGO	CARACTERÍSTICA TÉCNICAS
AXTAIR ONE <sup>®</sup> PLUS (compresor+colchón) Funda <b>Promust PU</b> Para camas de 90cm de ancho	VAXT2/ ONE-P	195 x 87 x 17 cm	30 a 150 Kg	EN 597-1 and 2 GPEM D I 90 Classe D	<p>Colchón</p> <p>Válvula CPR de urgencia 18 celdas de poliuretano con base éter (300 µ) independientes y extraíbles de 12 cm de altura de aire terapéutico. Soporte de espuma poliéter extraíble de +5 cm de grosor, situado en un compartimento independiente (densidad 18kg/m<sup>3</sup>, sustentación 3.5 kPa)</p> <p>Compresor</p> <p>Medidas: 22 x 25 x 11.5 cm Peso: 2.7 kg Modo dinámico (alternante): 1 de cada 2 celdas. Tiempo de ciclo completo: de 9 a 14 minutos.</p> <p>Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado.</p> <p>Ajuste confort personalizado</p> <p>Alarmas visuales y sonoras Flujo &gt; 7 l / min</p> <p>Alimentación eléctrica: 220-240 V - 50 Hz Class II tipo BF Consumo medio: 5 Wh Decibelios del compresor: Nivel acústico según NF EN3744: &lt;35 dBA</p> <p>Conformidad eléctrica y electromagnética según las normas IEC 60601-1 Ed.3; IEC 60601-1-2</p>
AXTAIR ONE <sup>®</sup> PLUS (compresor+colchón) Funda <b>Promust CIC</b> Para camas de 90cm de ancho	VAXT2/ ONE/CIC-P	8kg			

Mantenimiento: Fundas Promust PU y CIC



2 años de garantía.



Material antideslizante en la parte inferior



Bolsa de transporte con identificación en la parte delantera



Válvula CPR (Cardio Pulmonary Rescue)




OPCIÓN: Bomba de inflado rápido


## La mayor prevención posible

### Bases del Estudio

- Visco vs colchón de aire Axtair One
- 76 pacientes > 70 años
- Encamados 15-24h
- Riesgo moderado - alto de UPP
- Sin escaras
- Incapaces de autocuidarse
- 3 años de estudio



VS



### Conclusión:

La **prevención** del colchón **Axtair ONE** es **7,57 veces superior** a los colchones de viscoelástica (manteniendo la comodidad y tolerancia).

Más información en


<http://bit.ly/2sjvkMZ>

[www.winncare.es](http://www.winncare.es) / Informe clínico / Clínica / Eficacia en la prevención

# COLCHÓN DE AIRE MOTORIZADO AUTOMÁTICO

## axtair automorpho<sup>®</sup> plus

• Usuarios con riesgo de UPP medio a elevado • Ayuda al tratamiento de UPP de estadio I a 4



### COLCHÓN

- 18 celdas de poliuretano éter independientes y extraíbles de 12cm de altura de aire terapéutico.
  - Zona cabeza: 2 celdas de cabeza estáticas recubiertas por una almohada.
  - Zona pies: 4 celdas para la descarga en la zona de los talones.
- Soporte de espuma de poliéter de +5cm de espesor situado en un compartimento independiente.
- Apertura y cierre de la válvula CPR rápido y cómodo con una sola mano
- Tapón de transporte para autonomía de 8 horas
- 4 celdas descarga de talón
- Guía para cables (opcional)

### COMPRESOR

- Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado, en función de la morfología del paciente.
- 3 modos terapéuticos: dinámico, estático a baja presión y asistencia o cuidados.
- Gestión de la posición sentado (>30°)
- Ajuste confort en todos los modos y posiciones del paciente: Regulación del nivel de presión.
- Alarmas visuales y sonoras.
- Número de serie en la parte posterior del compresor: manual de instrucciones simplificado y código QR en los laterales.

### FUNDAS DISPONIBLES

- Lado superior: bielástica, impermeable a los líquidos y transpirable al vapor de agua.
- Lado inferior: base antideslizante
- 2 fundas disponibles:
  - PROMUST PU HD (funda negra)
  - PROMUST CIC (funda azul) con tratamiento antibacteriano con iones de plata (antifúngido, antiácaros, antibacteriano y antiolor).



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES/ PESO	PESO PACIENTE	NORMATIVA DE FUEGO	CARACTERÍSTICA TÉCNICAS
AXTAIR AUTOMORPHO <sup>®</sup> PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 90 cm	VAXT4/ AUTO-P	195 x 87x17 cm	30 to 165 Kg	EN 597-1 and 2 GPEM D1 90 Clase D	Colchón Válvula CPR de urgencia 18 celdas de poliuretano con base éter (300 µ) independientes y extraíbles de 12 cm de altura de aire terapéutico. 2 celdas de cabeza estáticas recubiertas de una almohada confort 4 descargas de talón de serie.
AXTAIR AUTOMORPHO <sup>®</sup> PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust CIC Para camas de 90 cm	VAXT4/ CIC-P	8kg			Soporte de espuma poliéter extraíble de + 5 cm de grosor, situado en un compartimento independiente (densidad 18kg/m <sup>3</sup> , sustentación 3.5 kPa)
AXTAIR AUTOMORPHO <sup>®</sup> PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 100 cm	VAXT4/ AUTO100-P	195 x 97x17 cm			Compresor Medidas: 22 x 25 x 11.5 cm Peso: 2.7 kg Modo dinámico (alternante): 1 de cada 2 celdas. Tiempo de ciclo completo: de 9 a 14 minutos.
AXTAIR AUTOMORPHO <sup>®</sup> PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust CIC Para camas de 100 cm	VAXT4/ CIC100-P	10kg			Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado. Ajuste confort personalizado Alarmas visuales y sonoras Flujo > 7 l / min Alimentación eléctrica: 220-240 V - 50 Hz Class II tipo BF Consumo medio: 5 Wh Decibelio del compresor: Nivel acústico según NF EN3744: <35 dBA Conformidad eléctrica y electromagnética según las normas IEC 60601-1 Ed.3; IEC 60601-1-2
AXTAIR AUTOMORPHO <sup>®</sup> PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 120 cm	VAXT4/ AUTO120-P	195 x 117 x 17 cm			12kg

Mantenimiento Promust PU HD




2 años de garantía.



Material antideslizante en la parte inferior



Bolsa de transporte con identificación en la parte delantera




Válvula CPR (Cardio Pulmonary Rescue)



OPCIÓN: Bomba de inflado rápido


## Resultados



**Incremento de cicatrización media: 0'44 cm<sup>2</sup>/ día**

**Incremento medio volumétrico: 0'86 cm<sup>3</sup>/ día**

### Evolución de cicatrización



## Método

- Estudio observacional, prospectivo, multicéntrico con análisis descriptivo.
- Estudio realizado entre 2007 y 2008 por el Réseau Ville Hôpital du Languedoc Rousillon en atención domiciliaria (40%), en centros sanitarios o sociosanitarios (60%).
- 30 pacientes: edad media 78 años; relación sexo H/M 3,2; IMC medio inicial 22,5 (13,8; 42,2); puntuación inicial media de Karnofsky: 36%.
- Pacientes con úlceras por presión en el momento de la inclusión: Media Norton J0: 8,47 ; 48 llagas por presión: 48% sacras, 37% talón; 39% estadio 1-2, 61% estadio 3-4.
- Tipología de las principales patologías: oncológicas, asociadas a envejecimiento, ortopedia, neurología, neumología.
- Estados clínicos: 70% degradaciones, 10% mejoras, 20% estados estacionarios.
- 4 seguimientos realizados en D0, D10, D20 y D30.
- Criterios de eficacia: estado de la herida, medidas volumétricas y superficiales, distinción entre tejido viable y no viable, proporción de exudado, estado clínico.

# COLCHÓN DE AIRE MOTORIZADO AUTOMÁTICO Y CONECTADO

## axair automorpho® axensor® technology

• Usuarios con riesgo de UPP medio a elevado • Ayuda al tratamiento de UPP de estadio I a 4



**AXENSOR**

- Ajuste automático y permanente de la presión en plano y en función de la inclinación del elevador de respaldo de la cama.

**VÁLVULA CPR**

- Apertura y cierre de la válvula manual. Fácilmente maniobrable con una sola mano.
- Desinflado del colchón en 15 segundos.
- Inflado en 1 minuto con ayuda de la bomba de inflado rápido.
- CPR lateral en AT20.

**FUNDA CIC**

- Funda soldada con tratamiento antibacteriano por iones Ag+ (prevención de las contaminaciones cruzadas).

**DESCARGA DE TALONES**

- Posible desinflado de las 4 células al pie del colchón.

**FUNDA CIC**

- Funda soldada con tratamiento antibacteriano por iones Ag+ (prevención de las contaminaciones cruzadas).

**CONECTOR CPC/DATA**


- Obturbación automática de los circuitos de aire durante las desconexiones.
- 8 h de autonomía
- Comunicación colchón-compresor.

**DECÚBITO PRONO**

- Función opcional
- Desinflado selectivo de células centrales

**FÁCIL EXTRACCIÓN**

de la parte de aire por medio de 2 cremalleras (una en el pie y otra en la cabeza del colchón) para ayudar en la limpieza y desinfección.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	REFERENCIA	COMPRESOR	ALTURA TERAPÉUTICA DEL AIRE	BASE DE ESPUMA	DIMENSIONES	PESO DEL PACIENTE	VÁLVULA CPR	NORMAS DE FUEGO
AXENSOR® AT12	VAXT6 /AUTO	22 x 25 x 11,5 cm 3 modos: dinámica, estática de baja presión y cuidado.	12 cm	Base de espuma de poliéster de 5 cm ubicada en un compartimento independiente	195 x 87 x 17 cm	30 a 165 Kg	✓	EN 597 - I y 2 GPED I-90 & DI-89 bis
AXENSOR® AT15	VAXT6 /MAX	Tecnología basada en la presión alterna de 1 celda en 2 durante un ciclo completo de 14 a 20 minutos	15,5 cm		195 x 87 x 20,5 cm	30 a 180 Kg	✓	
AXENSOR® AT15 DV	VAXT6 /MAX-DV	Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado de acuerdo con la morfología y posición del paciente. Alarmas sonoras y visuales.	15,5 cm		195 x 87 x 20,5 cm	30 a 180 Kg	✓	
AXENSOR® AT20	VAXT6 /AT20	Flujo > 8 l / min. 220-240 V - 50Hz clase II tipo BF; consumo promedio: 5 vatios Potencia de sonido <35 dBA según NF ISO 3744: 1995	20 cm		195 x 87 x 20,5 cm	30 a 200 Kg	✓	
AXENSOR® COJÍN	VAXT6 /CO /AUTO	Conformidad eléctrica y electromagnética según las normas IEC 60601-1 y 60601-1-2	10 cm		45 x 45 x 10 cm	30 a 150 Kg		

Mantenimiento: Fundas Promust CIC. Limpieza y desinfección compatibles según el método RABC.

Garantía: 2 años

• Usuarios con riesgo de UPP medio a elevado • Ayuda al tratamiento de UPP de estadio I a 4



## MATERIALES

- 21 Células de éter de poliuretano independientes y extraíbles de 20 cm de altura aire terapéutico.
- 4 áreas terapéuticas
- 2 células de cabeza estáticas
- 4 células cervicales-dorsales
- 10 células alrededor del área sacra con una base aérea para asegurar estabilidad
- 5 células taloneras con descarga independiente y accesible
- Bordes estabilizantes de espuma para facilitar los traslados
- Válvula lateral CPR

## FUNDAS DISPONIBLES

- Parte superior: bi-elástica, impermeable a líquidos y permeable al vapor de agua → PROMUST PU HD
- Parte inferior: base antideslizante.

## COMPRESOR

- Sistema patentado para el cálculo automático y continuo de la presión de inflado.
- 3 modos de funcionamiento: dinámico, baja presión estática, cuidado.
- Ajustes de confort: ajuste personalizado del nivel de inflado y gestión de la posición del asiento.
- Alarmas visuales y sonoras.
- Código QR para un acceso rápido y sencillo a la información de los productos.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS
<b>COLCHÓN AXTAIR XXL 120</b>	VAXT/XXL-120	195 x 117 x 20,5 cm	-Válvula lateral CPR -21 celdas de éter de poliuretano independientes (300 µ) y aire terapéutico extraíble de 20 cm de altura -4 áreas terapéuticas: 2 células de cabeza estáticas / 4 células cervico-dorsales / 10 células alrededor del sacro / 5 células de talón con descarga independiente y accesible. -Bordes estabilizadores de espuma -Peso: 2,7 Kg -Modo dinámico (alterno): 1 célula de 2 -Tiempo de ciclo completo: 14 a 20 minutos -Sistema de cálculo automático patentado y presión de inflado continua -Ajuste personalizado de la comodidad -Alarmas visuales y sonoras -Caudal > 8 l / min -Alimentación: 220-240V - 50 Hz -Clase II tipo BF -Consumo medio: 5 Wh -Decibelio del compresor: -Presión sonora según NF EN3744 : < 35 dBA IP 4I -Cumplimiento eléctrico y electromagnético de acuerdo con las normas IEC 60601-1 Ed. 3; normas IEC 60601-1-2
<b>COLCHÓN AXTAIR XXL 140</b>	VAXT/XXL-140	195 x 137 x 20.5 cm	



Descarga talonera




CPR lateral

# COJINES **SIGEL**® DE FLOTACIÓN LÍQUIDA

- Previene la aparición de úlceras.
- Genera confort: ayuda a mantener la postura y absorbe impactos.
- Proporciona frescor en las zonas de contacto.





Para lograr una adecuada distribución de presiones, el cojín dispone de un sistema de flotación que aumenta la superficie de contacto con el usuario. De esta forma se logra disminuir la presión por unidad de superficie, evitando así la compresión prolongada de los vasos sanguíneos situados alrededor de las prominencias óseas y permitiendo un mejor riego sanguíneo de los tejidos.

Para **mayor prevención y comodidad** combina espuma HR de densidad 34 kg/ m<sup>3</sup> y un fluido.

Funda con la parte inferior realizada con tejido antideslizante, aumenta la seguridad. Parte superior con tratamiento retardante al fuego.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO DEL USUARIO	NORMAS
<b>SIGEL® Cuadrado</b>	102901001	42× 42×6 cm	120 kg	UNE-EN 12182
	102902001	42×42×4,5 cm	100 kg	
	102903001	41×41×3,5 cm	80 kg	
<b>SIGEL® Herradura</b>	102901002	42× 42×6 cm	120 kg	
	102902002	42×42×4,5 cm	100 kg	
	102903002	41×41×3,5 cm	80 kg	


1 año de garantía.

# COJINES GEL Y ESPUMA **GELSCAR** **GELTOP**



COJINES COMPUESTOS DE GEL VISCOELÁSTICO ASOCIADO O NO A UNA BASE DE ESPUMA DE ALTA RESILIENCIA

- **Eficacia** disminución de las fuerzas de cizallamiento aplicadas a la piel gracias a las propiedades del gel viscofluido.
- **Seguridad** principio de estabilización del cojín.



Cojín Geltop



Cojín Gelscar

## COJÍN GELSCAR

- Disminución de las fuerzas de cizallamiento aplicadas a la piel gracias a las propiedades del gel viscofluido.
- Reducción de las presiones máximas.
- Seguridad del asiento asegurada por los 4 cordones cosidos a las 4 esquinas.
- Isoterminia gracias a las propiedades del soporte de neopreno celular.
- El gel puede proporcionar una sensación de frescor al primer contacto: el soporte de neopreno permite atenuarla.




## COJÍN GELTOP



Disponible con dos fundas.



- Reducción de las presiones máximas por inmersión del cuerpo en un gel fluido contenido en un soporte de espuma de alta resiliencia.
- Disminución de las fuerzas de cizallamiento aplicadas a la piel gracias a las propiedades del gel viscofluido.
- Termorregulación mediante permeabilidad de la protección al vapor de agua.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
<b>GELSCAR para asiento de sillao sillón de 38/42cm de anchoy 39/42cm de profundidad.</b>	VGLS01C	40 x 40 x 3,5	50 a 110 kg	EN 591-1 y 2
<b>GELSCAR PERFORADO para asiento de 38/42cm de anchoy 39/42cm de profundidad.</b>	VGLS03C	40 x 40 x 3'5		
<b>GELSCAR para asiento de sillao sillón de 40/45 cm de anchoy 44/47cm de profundidad.</b>	VGLS01C/4345	43 x 45 x 3,5		
<b>GELTOP para asiento de sillao sillón de 40/42cm de anchoy 40/42cm de profundidad, funda Techmapolar.</b>	VAB40	40 x 40 x 5,5	40 a 95 kg	
<b>GELTOP para asiento de sillao sillón de 43/45cm de anchoy 43/47cm de profundidad, funda Techmapolar.</b>	VAB4345	43 x 45 x 5,5		

Mantenimiento: Fundas 90° CL

≤5000ppm

2 años de garantía.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# COJÍN ALOVA® PERFILADO



COJÍN MOLDEADO CON DESCARGA DEL CÓCCIX EN MATERIAL VISCO ELÁSTICO. PARA USUARIOS CON PESO HASTA 200 KG.

- **Eficacia:** el material visco elástico ALOVA® favorece la inmersión de las partes del cuerpo en contacto con el soporte, para reducir los valores máximos de presión.

Descarga del cóccix disminuyendo el riesgo de escaras. Reducción mínima del riesgo de escaras al nivel de la zona isquática (altura > a 6cm).

- **Seguridad:** cojín en declive para evitar los deslizamientos hacia delante, protección integral, parte inferior antideslizante.
- **Confort:** Textil transpirable, mejora la termorregulación.



- **Disponible con tope pélvico.**

Tope de apoyo pélvico para reducir el deslizamiento hacia delante. Altura >8 cm.

A la hora de seleccionar un cojín ALOVA® con tope pélvico es muy importante tener en cuenta el sexo del usuario así como el peso del mismo.

Si es masculino, debido a la constitución, se recomienda seleccionar un cojín de mayor profundidad para que el usuario se sienta cómodo.

Para el sexo femenino este aspecto no es tan importante, la selección se realizará en función del peso.

# COJÍN VISCO ELÁSTICO ALOVA®PERFILADO

## EFICACIA



- Confort
- Abducción de la cadera. Rotadores externos.

- Prevención de úlceras de decúbito sacro cóccix. Descarga de cóccix.

- Mejora de las transferencias. Aumento del radio.

- Reducción del riesgo de caída. Inclinación del asiento.

- Refuerzo de la prevención de las escaras isquiáticas. Descarga de cóccix. Grosor > 6 cm



Cartografía de los valores de la repartición de las presiones para un paciente de 172 cm y 80 kg



Identificación de las medidas del cojín sobre la espuma.



Etiqueta trasera de la funda con las dimensiones.

- Asa situada debajo el cojín: menor riesgo de rasgones y mayor higiene.
- Parte inferior antideslizante. Funda de protección extraíble.



**Ergonomía:** 6 tallas y 3 alturas: peso paciente máximo hasta 200 Kg.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ANCHO (cm)	LARGO (cm)	ALTO (cm) Mín. / Máx.*	PESO PACIENTE Kg	FUNDA	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
<b>ALOVA® Ergonómico</b>	VCAE/M4343	43	43	9	30 a 100	Protección integral en Promust PU (tejido elástico revestido con poliuretano) color negro en la parte superior y color gris en la parte inferior y laterales.  Parte inferior antideslizante en tejido PU/PVC  Los cojines se suministran con dos fundas.	EN 597-1 EN 597-2
<b>ALOVA® Perfilado estándar</b>	VCAG3636	36	36	6 / 9	20 a 80		
<b>ALOVA® Perfilado variastallas</b>	VCAG4343	43	43	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4340	43	40	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4540	45	40	6 / 9	30 a 120		
	VCAG3841	38	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4041	40	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4341	43	41	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4043	40	43	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4544	45	44	6 / 9	30 a 120		
<b>ALOVA® Perfilado variastallasXL</b>	VCAG5044	50	44	6 / 9	30 a 135		
	VCAG4347	43	47	6 / 9	30 a 120		
<b>ALOVA® Perfilado variastallasXXL</b>	VCAG4343XL	43	43	9 / 12	30 a 110		
	VCAG5044XL	50	44	9 / 12	30 a 135		
	VCAG5250	52	50	7 / 10	120 a 160		
	VCAG5450	54	50	7 / 10	120 a 160		
<b>ALOVA® Perfilado Topede apoyopélvico</b>	VCAG5650	56	50	7 / 10	120 a 200		
	VCAG6050	60	50	7 / 10	120 a 200		
	VCAG3841BP	38	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4041BP	40	41	6 / 9	30 a 90		
	VCAG4341BP	43	41	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4343BP	43	43	6 / 9	30 a 100		
	VCAG4544BP	45	44	6 / 9	30 a 120		
VCAG5044BP	50	44	6 / 9	30 a 135			
VCAG4347BP	43	47	6 / 9	30 a 120			

\* Altura mínima = Altura del cojín en fondo de perfil / Altura máxima = Altura total del cojín. Funda de protección compatible con los productos detergentes-desinfectantes de uso hospitalario.

3 años de garantía

Mantenimiento: Fundas en Promust PU

**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

[www.winncare.es](http://www.winncare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# COJINES CON CÉLULAS NEUMÁTICAS Y TELESCÓPICAS **KINÉRIS**



COJINES COMPUESTOS DE CÉLULAS NEUMÁTICAS REGULABLES E INDIVIDUALMENTE DEFORMABLES

- **Precisión:** ajuste exacto a la morfología del paciente gracias al manómetro\*
- **Funcionalidad:** reducción al mínimo de las presiones ejercidas sobre la piel y los tejidos gracias al principio neumático ajustable.
- **Eficacia:** limitación de las fuerzas de cizallamiento mediante la adaptabilidad y movilidad de las células.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos por el aire que circula a través de una red calibrada interconectando las células.



\* El médico debe asegurarse que el paciente o su entorno puedan hacer los ajustes del soporte. Es necesario que el médico haga las verificaciones oportunas después de 1 mes de uso.


## CARACTERÍSTICAS

- Nueva funda de poliéster/PU + elastano:
  - Transpirable
  - Elástico
  - Resistente a la abrasión
  - Resistente al moho y a la luz
  - Lavable a 90°
  - Antiamugas
  - Hipoalergénico (Oeko-Tex® Clase 2)
  - Tratamiento retardante al fuego
  - Parte inferior en tejido antideslizante
- Monocompartimento o bicompartimento para usuarios con trastorno de la estabilidad.
- Múltiples tallas disponibles en anchura y en profundidad de asiento, de 28,5 a 46,5 cm. y dos alturas: de 7 y 10 cm.
- Termoregulación por contacto con el elastano.
- Se suministra con bomba de inflado equipada con un manómetro y una guía de correspondencia de peso/talla/presión.




Manómetro

**Fire  
Retardant  
Treatment**  
EN1021-1 & 2



Monocompartimento para usuarios SIN trastorno de la estabilidad.  
Altura 7 cm.




Bicompartimento para usuarios CON trastorno de la estabilidad.  
Altura 10 cm.



Reparto de presiones en un paciente de 172 cm y 75 kg



Cojín de gel de poliuretano viscoelástico



Cojín de espuma HR (Alta Resiliencia) de 6 cm



Cojín KINÉRIS monocompartimento

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	ALTURA DEL COJÍN 7 CM		ALTURA DEL COJÍN 10 CM		PESO PACIENTE Kg	DIMENSIONES Ax B (cm)
	1 VÁLVULA	2 VÁLVULAS	1 VÁLVULA	2 VÁLVULAS		
<b>Cojín KINÉRIS Con dosfundas</b>	V367-1EL	V367-2EL	V3610-1EL	V3610-2EL	de 40 a 55	28,5 x 28,5
	V427-1EL	V427-2EL	V4210-1EL	V4210-2EL	de 40 a 45	28,5 x 33
	V497-1EL	V497-2EL	V4910-1EL	V4910-2EL	de 50 a 60	33 x 33
	V567-1EL	V567-2EL	V5610-1EL	V5610-2EL	de 40 a 65	33 x 37,5
	V667-1EL	--	V6610-1EL	--	de 50 a 75	36 x 36
	V647-1EL	V647-2EL	V6410-1EL	V6410-2EL	de 50 a 75	37,5 x 37,5
	V727-1EL	V727-2EL	V7210-1EL	V7210-2EL	de 50 a 85	37,5 x 42
	V817-1EL	V817-2EL	V8110-1EL	V8110-2EL	de 55 a 90	42 x 42
	V907-1EL	V907-2EL	V9010-1EL	V9010-2EL	de 85 a 120*	42 x 46,5
	V677-1EL	--	V6710-1EL	--	de 55 a 90	43 x 36
	V777-1EL	--	V7710-1EL	--	de 80 a 110	43 x 42
	V107-1EL	V107-2EL	V1010-1EL	V1010-2EL	de 110 a 120*	46,5 x 46,5

\* Compatibilidad bajo responsabilidad médica para pacientes pesando hasta 150Kg.

3 años de garantía. En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

Mantenimiento de la funda:



**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# POSTURA

## DISPOSITIVOS DE AYUDA TÉCNICA


### A LA POSTURA CON MICROBOLAS

**C.I.D.**  
Total Protection Ag+  
Control de Infecciones Cruzadas

LOS COJINES DE POSICIONAMIENTO **ASKLÉ SANTÉ** PERMITEN COLOCAR AL PACIENTE EN DIFERENTES POSTURAS DE MANERA SIMPLE Y RÁPIDA, CONTRIBUYENDO ASÍ A REDUCIR LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LA PIEL Y LOS TEJIDOS EN LAS ZONAS ANATÓMICAS CON RIESGO DE ESCARA



- Las protecciones de la funda permiten evitar la penetración de los líquidos.
- Protección Ag+ por Sanitized® Silver ofrece una resistencia más fuerte al desarrollo de las bacterias.
- Recubrimiento del Policarbonato sobre la malla Poliamida para una duración alta.
- Certificado Oeko-Tex clase 2 para un contacto directo con la piel.
- Microbolas en PES autoextinguible para mayor seguridad durante su uso en cama.
- Concepto del Vacuum Touch™ para un reparto estable de las microbolas.



### PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DEL TROCANTER

Escaras poco frecuentes pero peligrosas que aparecen principalmente en los pacientes encamados en decúbito lateral estricto.

Los expertos recomiendan la posición en decúbito semilateral a 30°.

- **La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín de posicionamiento lateral 30°**
- + 2 tallas para una adaptación óptima a la morfología de los pacientes.
- + Una almohadilla integrada para el confort del usuario.
- + Instalación fácil, sin esfuerzo y rápida del paciente.
- + Mantenimiento estable y duradero.



### PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DE LOS CODOS Y LOS TALONES

Escaras de rara aparición en los codos pero frecuentes en los talones, principalmente en los pacientes encamados.

Los expertos recomiendan la puesta en descarga total de los codos y los talones en decúbito dorsal.

- **La solución ASKLÉ SANTÉ: soportes de posicionamiento a nivel de la pierna y del antebrazo.**
- + La inclinación regular es favorable a la circulación sanguínea.
- + El borde regular del dispositivo no es traumático.
- + Ausencia de sobrepresión a nivel del tendón de Aquiles y de los maléolos.
- + Alivio de la presión de apoyo a nivel de los codos.



### PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DE LOS MALÉOLOS Y LAS RODILLAS

Escaras de frecuencia elevada en los pacientes con retracciones musculotendinosas de los miembros inferiores.

Los expertos recomiendan la abducción de los miembros inferiores para descargar los maléolos, cóndilos y rodillas. Descargar las zonas a nivel del sacro, de los isquiones y de los talones.

- **La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín cilíndrico asociado al soporte de abducción de las rodillas.**
- + Mantenimiento de los miembros inferiores en abducción.
- + Reducción del apoyo ejercido a nivel de los cóndilos femorales y de los maléolos internos.
- + Protección de los puntos de contacto de las rodillas.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

## PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DEL SACRO, DE LOS ISQUIONES Y DE LOS TALONES

Escaras sacras que aparecen en los pacientes en posición postrada hacia delante o en pacientes encamados en posición semisentada inadecuada. Escaras isquiáticas frecuentes en pacientes sentados. Es la escara más frecuente en las personas parapléjicas. Los expertos recomiendan una posición llamada de tipo "Semi Fowler" para descargar las zonas sacras, isquiáticas y taloneras.

### • La solución ASKLÉ SANTÉ: la asociación de 4 cojines adaptados.

- + Reducción del deslizamiento hacia delante responsable del cizallamiento de los tejidos.
- + Limita el riesgo de caída.
- + Alternativa al empleo de camas no hospitalarias.
- + Alivio de la presión de apoyo a nivel de los codos.

## UNA AYUDA A LA PREVENCIÓN DE POSICIONES VICIADAS DE CADERAS Y RODILLAS

LA FLEXIÓN DE RODILLAS ÚNICAMENTE

### • La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín cilíndrico colocado debajo de las rodillas.

- + Reduce el hueco de la zona lumbar.
- + Alivia los dolores de origen facetario.

EL MANTENIMIENTO ESTABLE DE LAS CADERAS EN POSICIÓN DE ABDUCCIÓN

### • La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín de abducción de cadera.

- + Está indicado en fase postoperatoria de prótesis de cadera.
- + Limita el riesgo de luxación de una Prótesis Total de cadera al dar la vuelta a los pacientes.

## FUNDA PROTECTORA LAVABLE PARA COJÍN DE POSICIONAMIENTO

- Una funda para cada cojín de la gama (referencias al dorso).
  - Solapa\* de protección del cierre para permitir evitar las infiltraciones.
  - Etiqueta de trazabilidad con condiciones de mantenimiento y composición en el interior de las fundas.
- \* (excepto para ref. VHOCP05 y VHOCP06)

## UNA RESPUESTA ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

### • Los cojines universales T1 y T2

- + Se adaptan a todas las situaciones de tratamiento (utilizados solos o en asociación).
- + Sustituyen el uso derivado de las almohadillas respetando la prevención del riesgo antihigiénico.
- + Facilitan la instalación o darles la vuelta a los pacientes durante los actos de cuidado.
- + Tienen unas dimensiones reducidas para guardarlos con facilidad.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	PESO (kg)	DIMENSIONES (cm)
	<b>Cojín flotador modular con forma circular</b>	VCP12CIC	0,50	46 x 46
	<b>Cojín 1/2 flotador Soporte de abducción de las rodillas</b>	VCP01CIC	0,36	60 x 35
	<b>Cojín Universal 1</b>	VCP02CIC	0,23	37 x 26
	<b>Cojín Universal 2</b>	VCP03CIC	0,58	56 x 40
	<b>Cojín Cilíndrico</b>	VCP04CIC	0,64	Ø 21 x 60
	<b>Cojín Soportede Posicionamiento Pie</b>	VCP05CIC	0,23	39 x 21
	<b>Cojín Soportede Posicionamiento Mano</b>	VCP06CIC	0,23	39 x 21
	<b>Cojín de abducción de las Caderas</b>	VCP07CIC	0,43	35 x 28
	<b>Cojín de Posicionamiento Lateral 30°</b>	VCP08CIC	2,20	182 x 54
		VCPI1CIC	2,00	170 x 74
	<b>Cojín de Posicionamiento medialuna</b>	VCP09CIC	1,9	137 x 80
	<b>Bolsa de Transporte</b>	VCPI0	0,65	80 x 90

### MANTENIMIENTO / DESINFECCIÓN: FUNDA CIC

2 años de garantía

• 100% PromustCIC: 58% poliéster- 35% polyethanopolycarbonat 8% otros



### PRECAUCIONES RESPECTO A LAS PROTECCIONES

- No hay riesgo en contacto directo con la piel herida del paciente (Oeko-Tex clase2).
- No utilizar en contacto directo con la funda de protección productos abrasivos, decapantes o disolventes y objetos punzantes.
- Controlar visualmente una o varias veces al año el buen estado de los cojines. En caso de una modificación del aspecto visual o alteración de las costuras soldadas, el producto será retirado y eliminado.

### NORMAS

- Conforme con la norma europea relativa al fuego EN 597-1 y 2 y a la recomendación GPED D Ibis 89 y D90.
- Protección Crib V según el BS7275 1989.
- Conforme con la norma NF EN ISO 22610 2006 de resistencia a la penetración de la barrera bacteriana en el estado húmedo.
- Conforme con la norma 16603 2004 ISO de resistencia de los materiales a la penetración por la sangre y los fluidos corporales.
- Conforme con la norma 16604 2004 ISO de resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidroestática.
- Resistencia a la bacteria MRSA (ATCC6538)

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# DISPOSITIVOS DE AYUDA TÉCNICA

## GEL, ZYPREX Y VISCOELÁSTICO




- **Eficacia:** reducción y/o descarga de las zonas anatómicas en función del nivel de riesgo y de las localizaciones anatómicas.
- **Seguridad:** protección opcional en función de las necesidades.
- **Ergonomía:** adaptabilidad a las diferentes morfologías y entornos.



**C.I.D.**  
Total Protection Ag+  
Control de Infecciones Cruzadas



## TALONERA ELEVADORA DE PIE



- Descarga total del talón.
- Alineamiento ortopédico del miembro inferior.
- Sujeción lateral y en flexión plantar del pie (100°) para la prevención del equinismo del pie.
- Inclinación moderada de la pierna para favorecer la circulación sanguínea.



Protección en Promust CIC con base antideslizante

## MINI TALONERA MONOPACIENTE



- Descarga total del talón.
- Ergonómica (fácil de usar).
- Pequeño volumen.
- Uso por "único paciente"

## TALONERA GELSCAR



- Disminución de la presión aplicada al talón.
- Reducción de los riesgos de cizallamiento de la piel.
- Limitación de los riesgos de calentamiento de la piel provocados por fricción.


## TALONERAS ESTABILIZADORAS

- Espuma viscoelástica.
- Suministrado con funda.
- Ligero y de pequeño volumen.
- Uso monopaciente o multipaciente.



## TALONERA ANCHA

- Permite la descarga de la zona del talón, respetando el eje fisiológico del miembro inferior.



## TALONERA FONDO DE CAMA



- Permite la descarga de la zona del talón, respetando el eje fisiológico del miembro inferior.

## COJÍN EN CUÑA PARA DECÚBITO

- Para un posicionamiento duradero en decúbito lateral a 30° de inclinación.



Descripción	Referencia	Longitud segmento de la pierna (cm)	Materiales	Protección	USO
Talonería elevadora de pie	VTAC410/CIC	41	ALOVA	Funda CIC	Reutilizable
	VTAC450/CIC	45			
Descarga talonera estabilizadora	VDT41A/CIC	41			
	VDT45A/CIC	45			
Talonera ancha	VTLA/HIPH	45		Promust PU HD	
Talonera de fondo de cama	VTLAXL/HIPH	45			
Mini talonera	VTM/54	19	ZYPREX	Sin protección	Único
Talonera Gelscar	VGLS13U	Localización talón	GEL FLUIDO	--	
Cojín en cuña para decúbito	VCDA/50	--	ALOVA	Promust PU HD	Reutilizable

2 años de garantía

## MANTENIMIENTO / DESINFECCIÓN: DISPOSITIVO TOTAL PROTECCIÓN AG+

- 100% PromustCIC : 58% poliéster- 35% polyuethanopolycarbonat@8% otros



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# GRÚA BÁSICA E-130

CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO 2017/745  
APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- **Grúa adaptada** para los pacientes que pesan hasta 130 kg.
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 1,74 m.
- **Confort:** amplia gama de arneses acolchados.
- **Robusta:** gracias a los materiales y a un motor LINAK.



HASTA  
**6 AÑOS**  
DE GARANTÍA

## Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal



### Práctica:

- Ligera y compacta para domicilios y colectividades
- Fácil de desmontar en 2 partes
- Fácil de transportar y almacenar
- Maniobrable gracias a las ruedas dobles
- Peso: 35,8 kg
- Rotación de la percha de 360°
- Ruedas anti-hilos



### Segura:

- Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones dotadas del sistema anti-salida
- Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado
- Alarma sonora: aviso de batería baja
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico



### DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO	NORMA	MOTOR	PESO
EI30	102102043	50	174	110	70	80	12	130 kg	7,5 cm	10 cm	REG. EU. 2017/745	Linak IP54	35,8 kg

### Garantía de:

- hasta 6 años\*

- 1 año para las baterías

\* *Garantía de 2 años ampliable a 6 años realizando revisiones anuales en los servicios técnicos oficiales. Ver el manual de uso.*



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# GRÚA HOP E-150

CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO 2017/745  
APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Grúa adaptada para pacientes hasta 150 kg.
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 1,57 m.
- **Confort** amplia gama de ameses acolchados.
- **Robusta** gracias a los materiales y a un motor LINAK.



HASTA  
**6 AÑOS**  
DE GARANTÍA





**Ligera y compacta para domicilios.**

**Práctica:**

- Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal.
- Fácil de desmontar en 2 partes.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Maniobrable gracias a las ruedas dobles.
- Peso: 29.50 kg.
- Rotación de la percha de 360°.
- Ruedas anti-hilos.

**Segura:**

- Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones dotadas del sistema anti-salida.
- Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado.
- Alarma sonora: aviso de batería baja.
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico.



**DIMENSIONES**

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO	NORMA	MOTOR	PESO
HOPE150	102102044	39	157	101	56	76	11	150 kg	7,5 cm	7,5 cm	REG. EU, 2017/745	Linak IP54	29'5 kg

**Garantía de:**

- hasta 6 años\*

- 1 año para las baterías

\* *Garantía de 2 años ampliable a 6 años realizando revisiones anuales en los servicios técnicos oficiales. Ver el manual de uso.*



**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# GRÚA

## WINN' MOTION 175

CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO 2017/745  
APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- **Grúa adaptada** para pacientes hasta 175 kg.
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo y se eleva hasta 1,74 m.
- **Confort:** una amplia gama de arneses acolchados.
- **Robusta:** gracias a los materiales y a un motor LINAK.



HASTA  
**6 AÑOS**  
DE GARANTÍA

## Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal

### Práctica:


- Ligera y compacta para domicilios y colectividades.
- Fácil de desmontar en 2 partes.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Maniobrable gracias a las ruedas dobles.
- Peso: 35,8 kg.
- Rotación de la percha de 360°.
- Nuevo diseño ruedas (opción).
- Ruedas anti-hilos.



Opción: Ruedas de diseño

### Seguridad:

- Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones con el sistema anti-salida.
- Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado.
- Alarma sonora: indicación de batería baja.
- Sistema anti-atrapamiento.
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico y manual.



### DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO	NORMA	EQUIPO ELÉCTRICO	PESO
WinnMotion 175	L0900	59	185	110	70	84	12	175 Kg	7,5 cm	10 cm	REG. EU. 2017/745	Linak IP54	35,8 Kg

### Garantía de:

- hasta 6 años\*

- 1 año para las baterías

\* *Garantía de 2 años ampliable a 6 años realizando revisiones anuales en los servicios técnicos oficiales. Ver el manual de uso.*



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# GRÚA **SOLAR 185**

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Diseño único y elegante con tubos redondeados.
- Mango ancho y apertura eléctrica de las patas para facilitar su manejo.
- Sistema patentado en la percha de sujeción de ameses simple y seguro.
- Equipo LINAK.



## LO MÁS DESTACADO

Un sistema eléctrico LINAK de última generación para:

- Contar el número total de ciclos.
- Deducir el período de mantenimiento (en días).
- Indicar una sobrecarga.
- Indicar el nivel de carga de la batería.
- Apertura de patas eléctrica.



Sistema de ganchos en la percha patentado, para transferencias más seguras  
No. EP 1444791 B1



Elevación desde el suelo

Opción: percha de 3 puntos para mayor comodidad





### ARNESSES COMPATIBLES



- universal basic
- universal confort con reposacabezas



Bajada mecánica de emergencia



### DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RUEDAS DELANTERAS cm	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO cm	NORMA	PESO
Solar 185	010-01400 (percha 2 ptos)	49	185	112	70	92	12	185	8	10	ISO 10535	45 Kg

Garantía de 2 años\*

- 1 año para las baterías\*

\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# ARNESES PARA GRÚA DE ELEVACIÓN

Todos nuestros arneses están diseñados para cubrir las necesidades del usuario dependiendo de:

- **Su discapacidad** (arneses tipo hamaca, dorso lumbar o asiento respaldo).
- **Su morfología** (dos tamaños a elegir: mediano o grande).
- **El tipo de transferencia** (tres acabados: PVC especial para baño, acolchado o Fletty para mayor comodidad).



# GAMA DE ARNESES PARA GRÚA DE ELEVACIÓN

## Arnés dorso lumbar:



Arnés malla confort





Rejilla PVC



Fletty



Acolchado 3D



	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	Kg (máx.)	MALLA CONFORT	REJILLA PVC	FLETTY	ACOLCHADO 3D
M (sencillo)	88	91	41		33		54		175		102104004	---	---
M	98	97	48	70	36	58	56	20	250	102109012	---	102107012	102105012
L	108	103	55		39		58			102109013	102104013	102107013	102105013


## Arnés asiento respaldo:



Rejilla PVC



Acolchado 3D



	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg (máx.)	MALLA PVC	ACOLCHADO 3D
M	90	95	50	70	40	40	50	250	102104014	102105014
L	103	125	55	113			60		102104015	102105015

## Arnés apoyo cabeza:





Rejilla PVC



Fletty



Acolchado 3D



	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	Kg (máx.)	MALLA PVC	FLETTY	ACOLCHADO 3D
M	140	100	85	60	28	66	58	20	250	102104016	102107016	102105016
L	150	105	90							102104017	102107017	102105017



Los tirantes disponen de varios bucles que permiten colocar al usuario en la posición adecuada para realizar la transferencia, así como variar la posición del mismo con respecto a la barra de suspensión de la grúa.

# GRÚA **ELEV UP**

CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO 2017/745  
APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Grúa adaptada para pacientes hasta 150 kg.
- Incorpora al usuario desde la silla de ruedas, sillón, cama, etc.
- Facilita el traslado del usuario en viviendas, residencias, hospitales, etc., siempre que se disponga del suficiente espacio para maniobrar.
- Sus dimensiones le permiten maniobrar en pasillos y estancias de reducidas dimensiones.



HASTA  
**6 AÑOS**  
DE GARANTÍA




## PARA PERSONAS QUE PESAN HASTA 150 KG

La grúa de bipedestación es un sistema de ayuda a la movilidad natural que potencia las facultades del usuario (En casos de incapacidad total de movilidad debería elegir las grúas de transferencia).

- Ofrece gran estabilidad y es de fácil manejo.

Desmontable en 2 piezas.


- Para evitar deslizamientos en el momento de la incorporación, la plataforma ergonómica de apoyo de pies está realizado en PVC con relieves antideslizantes.




DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RUEDAS DELANTERAS cm	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO cm	NORMA	PESO KG
ELEV UP	102108003	90	164	94	60	80	11	150	7'5	7'5	ISO 10535	37,5 kg

## LOS ARNESES PARA LA GRÚA ELEV UP



Descripción	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Kg
102106002 (Polipropileno)	90	20	32	50	40	Máx.150



Descripción	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Kg
102106005 (Poliéster) Talla M	100	43	30	50	37	Máx. 150

Garantía de:

- hasta 6 años\*
- 1 año para las baterías
- 2 años para los arneses

\* Garantía de 2 años ampliable a 6 años realizando revisiones anuales en los servicios técnicos oficiales. Ver el manual de uso.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# GRÚA **STELLAR 170**

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Diseño único y elegante con tubos redondeados.
- Mango ancho y apertura eléctrica de las patas para facilitar su manejo.
- Sistema patentado de sujeción de arneses simple y seguro en la percha.
- Equipo LINAK.



## LO MÁS DESTACADO

Un sistema eléctrico LINAK de última generación para:

- Contar el número total de ciclos.
- Deducir el período de mantenimiento (en días).
- Indicar una sobrecarga.
- Indicar el nivel de carga de la batería.
- Apertura de patas eléctrica

Sistema de ganchos en la percha patentado, para transferencias más seguras  
No. EP 1444791 B1




Soporte para rodillas ajustable en ángulo, profundidad y altura.



### ARNESES COMPATIBLES



- Bipedestador
- Bipedestador 2 cinturones



## DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RUEDAS DELANTERAS cm	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO cm	NORMA	PESO
Stellar 170	011-01700	70	155	89	70	83	12	160	8	10	ISO 10535	51

Garantía de 2 años\*

- 1 año para las baterías\*

\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# GRÚA **PALLAS 175**

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Diseño único y elegante con tubos redondeados.
- Sistema patentado de sujeción de arneses simple y seguro en la percha.
- Equipo LINAK.



## LO MÁS DESTACADO

### SEGURA

- Peso máximo del paciente: 175kg.
- Cierre de percha patentado
- Equipo LINAK.

### PRÁCTICA

- Parada de emergencia.
- Bajada mecánica de emergencia.
- Fácil de desmontar en partes.
- Peso: 47kg.

### CÓMODA

- Posición de los brazos ajustable.
- Fácil maniobrabilidad.
- Empuñaduras opcionales.
- Soporte de rodilla ajustable en ángulo, profundidad y altura.



Sistema de ganchos en la percha patentado, para transferencias más seguras  
No. EP 1444791 B1



Soporte para rodillas ajustable en ángulo, profundidad y altura.





Brazos ajustables

### ARNESES COMPATIBLES



- Bipedestador
- Bipedestador 2 cinturones



### DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RUEDAS DELANTERAS cm	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO cm	NORMA	PESO KG
PALLAS 175	011-01516	72	161	95	60	82	13	175	75	10	ISO 10535	47

Garantía de 2 años\*

- 1 año para las baterías\*

\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

**LINAK**  
WE IMPROVE YOUR LIFE

# GRÚA DE TECHO LUNA IPX4

EL COMPLEMENTO IDEAL A LA CAMA ARTICULADA  
PARA UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE Y  
MAYOR PREVENCIÓN DE LESIONES AL CUIDADOR

- Para pacientes que pesan **hasta 275 kg.**
- Transferencias **más seguras y ergonómicas.**
- **195 cm de rango** de elevación.
- Grúa **transportable** y de fácil montaje.
- Mejor **aprovechamiento del espacio** en la habitación.







## SEGURA, LIGERA, ROBUSTA Y VERSÁTIL

- Bajada de emergencia eléctrica y manual
- Parada de emergencia eléctrica
- Indicador LED de batería baja
- Indicador de carga de batería
- Sistema de seguridad en percha patentado
- Sistema de carga a pared.



Báscula portátil  
(Ref 017-00113)



### SOPORTES



Mobile Flex 2



Mobile Flex 4



A pared



A techo

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	Referencia	Peso máx. paciente	Rango Elevación	PESO (sin barra)	MEDIDAS (sin barra)	PROTECCIÓN
<b>GRUA LUNA IPx4</b> <b>Percha</b> <b>Mando</b> <b>Cargador</b>	015-03026 kit	200 kg	195 cm	6,7 kg	32 x 13 cm	IPX4
	015-03028 kit	275 kg	195c cm	6,7 kg	32 x 13 cm	IPX4

Garantía de 5 años realizando revisiones anuales.

# GRÚA **BÁSICA POOL E-185**

CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO 2017/745  
APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- **Grúa adaptada** para los pacientes que pesan hasta 185 kg.
- **Transferencia** de la silla de ruedas a la piscina.
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 2,10 m. Fácil manejabilidad gracias a sus anchas empuñaduras.
- **Robusta:** gracias a los materiales utilizados y al motor LINAK. Acero inoxidable recubierto con imprimación y pintura epoxy.



HASTA

**6 AÑOS**  
DE GARANTÍA

## PARA PERSONAS QUE PESAN HASTA 185 KG

### Práctica:

- Diseñada para su uso en piscinas
- 2 tipos de bases de rotación:
  - Para empotrar en el hormigón
  - Para atomillar directamente al suelo
- Plegable
- Rotación de la percha de 360°
- Accesorios:
  - Camilla especial para piscinas
  - Silla especial para piscinas
  - 3 modelos de ameses talla M



Ref 102195006  
Base para empotrar



Ref 102195008  
Base para atomillar



Ref 102104004XL  
Amés dorso-lumbar med



Ref 102104014XL  
Amés asiento-respaldo med



Ref 102104016XL  
Amés apoyo-cabeza med

### Seguridad:

- Caja de control con parada de emergencia e indicador de carga integrado.
- Alarma sonora: indicación de batería baja.
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico y manual.
- Estructura metálica de acero inoxidable recubierto pintura epoxy

La **batería** es desmontable y recargable. Cargador externo.



Batería desmontable


- Indicador de carga 1
- Pulsador de parada de emergencia 2
- Bajada de emergencia eléctrica 3



Ref 102106003  
Amés camilla



Ref 102106004  
Amés silla



\*Las bases pueden ser ubicadas a una distancia máxima de 50 cm y mínima de 15 cm del borde de la piscina.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Referencia	NORMA	MOTOR	PESO	MATERIALES
Pool E185	102102007	REG. EU. 2017/745	Linak IP66	36,35 Kg	Acero inoxidable recubierto con imprimación y pintura epoxy

### Garantía de:

- hasta 6 años\*
- 1 año para las baterías
- 2 años para los arneses

\* *Garantía de 2 años ampliable a 6 años realizando revisiones anuales en los servicios técnicos oficiales. Ver el manual de uso.*



**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

[www.winncare.es](http://www.winncare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# CARRO DE LAVADO

ALTURA VARIABLE  
HIDRÁULICO



- **El carro de lavado** (hidráulico) se usa para las transferencia de la cama a la ducha. La persona es transferida en el carro de manera fácil y confortable.
- **La altura variable** de 52 a 88 cm permite al personal que está al cuidado de los pacientes, trabajar en una posición ideal, evitando el riesgo de lumbalgias.
- **Las barandillas laterales** de protección, de 20 cm de altura, garantizan la seguridad del paciente.
- **Para pacientes** de hasta 155 kg.



### Estructura en acero acabado epoxi antirorrosión.

#### Confort:

- Colchoneta de poliéster de PVC, color verde caribe, guateado, de 2 cm de espesor, fijado en una plataforma compacta, hidrófuga.
- Cojín cilíndrico: altura 9,90 cm, longitud 49,7 cm y anchura 20,2 cm.

#### Práctico:

- Plano de camilla ligeramente inclinado para una correcta evacuación del agua.
- Altura variable hidráulica accionable a través de un pedal bilateral.
- Barra de empuje en cabeza y pies.
- Cesta porta ropa temoconformada, en cabezal del carro.
- Barandillas perfiladas abatibles acabado epoxi.
- Desagüe de evacuación obturable.
- Manguera de evacuación con clip de sujeción en el lateral del plano de la camilla.
- Manguera de evacuación de 185 cm de largo y 4 cm de diámetro.

#### Seguridad:

- Capó de protección de la base en ABS
- Freno centralizado (opcional) de las 4 ruedas, una de ellas direccional.
- Altura sobre el suelo de 13 cm (15 cm, con freno centralizado).



Cesta porta ropa de serie.



Desagüe de evacuación fácil de usar.  
Plano inclinado a 2°.



Fácil transferencia del paciente gracias a la posición baja de 52cm. Acercando el carro a la cama, la transferencia puede realizarla una sola persona.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	DIMENSIONES	PESO	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS
CARRO DE LAVADO	C4300	74x198 cm	85 Kg	170 Kg Paciente: 155 Kg Accesorios: 15 Kg	Ø 100 mm con freno independiente Ø 125 mm con freno centralizado (opcional)
BARANDILLAS		140x20 cm			

Garantía de 2 años\*

\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# CARRO DE LAVADO **LAMBDA/I75**



## CARRO DE LAVADO ELÉCTRICO CON DISEÑO NOVEDOSO Y POSICIÓN ANTITREND

- **Rango de altura variable** con un ajuste eléctrico de 60 cm a 105 cm, para adaptarse a la altura de cualquier cuidador.
- **Barandillas retráctiles** en los cuatro lados para facilitar las transferencias.
- **Posición anti-Trendelenburg) eléctrica** de 0 ° a 10 ° para permitir la recolocación del paciente y desagüe más efectivo.
- **Acero inoxidable** recubierto con pintura epoxi.



ALTURA VARIABLE ELÉCTRICA



Diámetro 150 mm.





40 ciclos de autonomía. Batería extraíble.



Estructura metálica hecho de acero inoxidable recubierto con epoxi.



Inclinación de 0° to 10.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES	DIMENSIONES CARRO	ÍNDICE DE PROTECCIÓN	PESO	ALTURA VARIABLE	PESO MÁXIMO DEL PACIENTE	RUEDAS
<b>LAMBDA</b>	Largo: 205 cm Ancho: 77 cm	Largo: 187 cm Ancho: 60 cm	IPX4	115 kg	60 cm a 105 cm	175 kg	Ø 150 mm

Garantía de 2 años\*

\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# SILLA DE RUEDAS **MARINA-ANFI**


- **Gran flotabilidad y estabilidad:** dispone de dos apoyabrazos flotadores y de ruedas anchas que permiten el desplazamiento sobre cualquier terreno (playas, piscinas con rampa...)
- **Confortable y fácil uso:** facilita la transferencia de personas con movilidad reducida para bañarse o descansar en una posición muy confortable.
- **Diseño y comodidad:** fabricada con materiales de alta resistencia, de fácil limpieza, se desmonta y se pliega rápidamente para su transporte o almacenamiento.
- **Seguridad:** debe ser usada con la asistencia de otra persona, respetando las precauciones de seguridad y normas vigentes.



## COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SILLA



- El respaldo y el reposapiés son de malla de poliéster, lo que favorece:
  - el desalojo del agua y de la arena.
  - mayor ventilación y confort de la persona sentada.



1. Empuñadura acompañante
2. Respaldo
3. Flotador lateral
4. Empuñadura usuario
5. Asiento
6. Reposapiés
7. Tirador
8. Estructura
9. Ruedas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES EN MM	PESO DE LA SILLA	PESO MÁXIMO DEL USUARIO	MATERIALES	TELA DEL ASIENTO	RUEDAS	
<b>SILLA MARINA ANFI</b>	102605012	MONTADO Y TIRADOR EXTENDIDO 1230x1200x2600	31,7 kg	130 kg	Aluminio recubierto con imprimación y pintura epoxy  Poliétileno Poliuretano	Fibra de poliéster recubierta con PVC	Diámetro 380 mm.	Presión de inflado 2 kg/cm <sup>2</sup>
		DESMONTADO Y PLEGADO 640x560x1220						

Conforme a las normas:  
UNE-EN 12182  
UNE-EN 12183  
Reglamento 2017/745  
ISO 7176-22:2000

Garantía de 2 años\*  
\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

[www.winncare.es](http://www.winncare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# MOBILIARIO


## PERSONALIZA TUS MUEBLES EN 5 PASOS

Para montar una de las siguientes gamas:

### CARMEN, MEDIDOM o DAGONE

#### 1º PASO: MUEBLE

- LA PARTE EXTERNA DEL MUEBLE ES UN COLOR SÓLIDO
- LAS PIEZAS INTERNAS NO VISIBLES son todos en crema RAL 1013
- EL TIRADOR ESTÁNDAR ESTÁ HECHO DE METAL: gris aluminio de 160 mm de distancia entre ejes



#### 2º PASO: BANDEJAS

##### CARMEN

- 19 mm de ancho
- Bandeja sobresaliente
- Acabado de chapa



##### MÉDIDOM


- 30 mm de ancho
- Alineado con laterales del mueble
- Acabado de chapa



##### Acabado semicircular



##### Acabado ancho



##### DAGONE

- 19 mm de ancho
- Bandeja sobresaliente
- Cantos lacados




##### OPCIONAL

- Riel superior en 3 lados
- Solo para la mesita de noche

#### 3º PASO: SOPORTES LATERALES

##### PARA LA GAMA CARMEN O DAGONE

- Revestimiento
- Madera maciza



## 4º PASO: FRONTALES




PARA LA GAMA  
MÉDIDOM Y CARMEN

- Cantos ABS 2 mm
- Aglomerado 19 mm

Sin molduras



Con molduras



PARA LA GAMA DAGONE

- Cantos lacados
- MDF melaminado 19 mm

## 5º PASO: TIRADORES



TIRADOR ESTÁNDAR DE  
METAL

- Color único gris aluminio
- 160 mm de distancia entre ejes



TIRADOR LARGO DE METAL

- Color único gris aluminio
- 192 mm de distancia entre ejes



TIRADOR DE MADERA  
MACIZA

- 128mm de distancia entre ejes
- Opción de lacado
- Color a elegir desde muestrario



POMO DE MADERA

- 56 mm de diametro
- Opción a laquearse o teñirse
- Color a elegir desde muestrario

## EJEMPLOS DE COMBINACIÓN



MODELO CARMEN

- 19 mm de ancho
- Opción de tirador y soportes lacados



MODELO MEDIDOM

- 30 mm de ancho
- Opción de riel superior en 3 lados



MODELO DAGONE

- Bandeja sobresaliente
- Cantos anchos
- Puerta sin molduras
- Pomo de madera



MODELO DAGONE

- Bandeja sobresaliente semicircular
- Puerta con molduras
- Tirador de metal largo

# HABITACIÓN **MEDIDOM**

UN AIRE DE COMODIDAD



Ambiente MEDIDOM

# HABITACIÓN MEDIDOM

## MUEBLES PARA LA HABITACIÓN MÉDIDOM



### MESITA DE NOCHE

Ref: H6400

DIMENSIONES:

An.372 x Pr.460 x Al.691 mm

An.824 x Pr.573 x Al.824 mm con refrigerador de 30 L

- 2 ruedas traseras
- 1 cajón con bandeja extraíble
- 1 estante con espacio para botellas
- Bisagra de la puerta a la izquierda. Opción de colocarla a la derecha.



### MESA

Ref: T175-00

DIMENSIONES:

An.802 x Pr.561 x Al.768 mm



### ESCRITORIO

Ref: T178-00

DIMENSIONES:

An.1002 x Pr.561 x Al.768 mm

- 1 cajón derecho
- Espacio trasero



### MESITA DE NOCHE CON DOS COMPARTIMENTOS

Ref: H5900

DIMENSIONES:

An.394x Pr.451 x Al.605 mm

- Sin puerta ni cajones



### CÓMODA

Ref: 03000

DIMENSIONES:

An.802 x Pr.561 x Al.768 mm

- 3 cajones en guías de metal con tope integrado




### MESA CON CAJONERA

Ref: T181-00

DIMENSIONES:

An.1373 x Pr.561 x Al.768 mm

- Una pata para aumentar el acceso, espacio trasero de 600 mm de ancho y 720 mm de alto
- 3 cajones a la derecha



### ARMARIO DE UNA SOLA PUERTA

Ref: R6300

DIMENSIONES:

An.602 x Pr.561 x Al.1803 mm

- Bisagra a la izquierda
- 1 estante
- 1 barra para perchas



### ARMARIO DE DOS PUERTAS

Ref: R6600

DIMENSIONES:

An.1052 x Pr.561 x Al.1803 mm

- 1 estante superior
- 3 estanterías (mitad izquierda del armario)
- 1 barra para perchas (mitad derecha)

MÉDIDOM	COLORES DE MUEBLES Y TABLEROS		COLORES, ACABADOS Y BARANDILLAS	MATERIALES
	COLORES ESTÁNDAR	OTROS COLORES OPCIONALES		
PANELES	Acabado interior Dragonnier Clair, cantos a juego	Elección de los acabados de melamina de nuestro muestrario, 30 mm de espesor	Acabado a juego	Tableros de aglomerado melaminados de 30 mm
MUEBLES				Cajón de aglomerado con 19 mm de melamina / Paneles de aglomerado melaminado con 30 mm Cantos de ABS de 1 mm.

1 año de garantía en condiciones normales de uso y sin incluir las piezas con desgaste, consulte las instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# HABITACIÓN **CARMEN**

DISEÑO SENCILLO Y  
RELAJANTE...



# HABITACIÓN CARMEN

## MUEBLES PARA LA HABITACIÓN CARMEN



### MESITA DE NOCHE

Ref: H6100  
DIMENSIONES:  
An.445 x Pr.447 x Al.681 mm  
An.538 x Pr.560 x Al.814 mm con refrigerador de 30 L

- 2 ruedas traseras
- 1 cajón con bandeja extraíble
- 1 estante con espacio para botellas
- Bisagra de la puerta a la izquierda. Opción de colocarla a la derecha.



### MESA

Ref: T173-00  
DIMENSIONES:  
An.875 x Pr.548x Al.758 mm



### ESCRITORIO

Ref: T176-00  
DIMENSIONES:  
An.1075 x Pr.548 x Al.758 mm

- 1 cajón derecho
- Espacio trasero



### CÓMODA

Ref: Q2800  
DIMENSIONES:  
An.875 x Pr.548 x Al.758 mm  
• 3 cajones en guías de metal con tope integrado



### MESA CON CAJONERA

Ref: T179-00  
DIMENSIONES:  
An.1416 x Pr.548 x Al.758 mm

- Una pata para aumentar el acceso, espacio trasero de 600 mm de ancho y 720 mm de alto
- 3 cajones a la derecha



### SILLA

DIMENSIONES:  
An.470 x Pr.530 x Al.815 mm  
ASIENTO:  
An.470 x Pr.460 x Al.460 mm

- Recubrimiento de PVC a elegir



### ARMARIO DE UNA SOLA PUERTA

Ref: R6100  
DIMENSIONES:  
An.675 x Pr.548 x Al.1793 mm

- Bisagra a la izquierda
- 1 estante
- 1 barra para perchas



### ARMARIO DE DOS PUERTAS

Ref: R6400  
DIMENSIONES:  
An.1125 x Pr.548 x Al.1793 mm

- 1 estante superior (de ancho completo)
- 3 estanterías (mitad izquierda del armario)
- 1 barra para perchas (mitad derecha)



### BRIDGE

DIMENSIONES:  
An.560 x Pr.560 x Al.815 mm  
ASIENTO:  
An.440 x Pr.460 x Al.460 mm

- Recubrimiento de PVC a elegir
- Altura de reposabrazos: 68 cm

CARMEN	COLORES DE MUEBLES Y PANELES		COLORES, ACABADOS Y PASAMANOS	MATERIALES
	COLORES ESTÁNDAR	OTROS COLORES OPCIONALES		
PANELES ABELIA II	Interior Haya Claro. Cantos ABS, pasamanos y tapones ral 1001	Color de melamina a elegir en nuestro muestrario, espesor 19 mm	Pasamanos, botones y cantos ABS ral 1001	Pasamanos en acero pintado Panel aglomerado 19 mm Cantos ABS melaminado
PANELES CARMEN II	Interior Haya Claro. Cantos a juego. Panel picero pasamanos y tapones ral 1001	Color de melamina a elegir en nuestro muestrario, espesor 30 mm	Panel picero: Pasamanos, botones y cantos ABS ral 1001	Pasamanos en acero pintado Panel aglomerado 30 mm Cantos ABS
MOBILIARIO	Interior Haya Claro. Entorno ral 1001	Color de melamina a elegir en nuestro muestrario, espesor 19 mm	Cantos colores estándar ral 1001	Cajón en aglomerado de 19 mm / Cantos de ABS de 1 mm Parte superior en aglomerado con 19 mm de melamina / Cantos ABS 1 mm

1 año de garantía, en condiciones normales de uso y sin incluir las piezas de desgaste, consulte las instrucciones de uso.

**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.


# HABITACIÓN **DAGONE**

LÍNEAS CONTEMPORÁNEAS



# HABITACIÓN DAGONE

## MUEBLES PARA LA HABITACIÓN DAGONE



### PANELES

#### DIMENSIONES:

Cabeza: An.1005 x Al.561 mm  
Pie: An.1005 x Al.641 mm

- Pasamanos curvado
- Las tablas interiores están en MDF con melamina



### MESA

Ref: T174-00

#### DIMENSIONES:

An.1085 x Pr.548x Al.758 mm



### ESCRITORIO

Ref: T177-00

#### DIMENSIONES:

An.885 x Pr.548 x Al.758 mm

- 1 cajón derecho
- Espacio trasero para el puf reposapiernas



### MESITA DE NOCHE

Ref: H6300

#### DIMENSIONES:

An.455 x Pr.447 x Al.681 mm  
An.548 x Pr.560 x Al.814 mm con refrigerador

- 2 ruedas traseras de movilidad
- 1 cajón con bandeja extraíble
- 1 estante con espacio para botellas
- Bisagra estándar de la puerta a la izquierda. Opción de colocarla a la derecha.



### CÓMODA

Ref: O2900

#### DIMENSIONES:

An.885 x Pr.548 x Al.758 mm

- 3 cajones en guías de metal con tope integrado




### MESA CON CAJONERA

Ref: T180-00

#### DIMENSIONES:

An.1426 x Pr.548 x Al.758 mm

- Una pata para abrir el acceso, espacio para el puf reposapiernas de 600 mm de ancho y 720 mm de alto
- 3 cajones a la derecha



### ARMARIO DE UNA SOLA PUERTA

Ref: R6200

#### DIMENSIONES:

An.685 x Pr.548 x Al.1793 mm

- Bisagra a la izquierda
- 1 estante
- 1 barra para perchas



### ARMARIO DE DOS PUERTAS

Ref: R6500

#### DIMENSIONES:

An.1135 x Pr.548 x Al.1793 mm

- 1 estante superior
- 3 estanterías (mitad izquierda del armario)
- 1 barra para perchas (mitad derecha)

DAGONE	COLORES DE MUEBLES Y TABLEROS		COLORES, ACABADOS Y BARANDILLAS	MATERIALES
	COLORES ESTÁNDAR	OTROS COLORES OPCIONALES		
TABLEROS	Acabado interior Light Dragon Tree, acabado a juego	Elección de los acabados de melamina de nuestra tabla de colores 30 mm de espesor	Acabado a juego	Tableros de aglomerado con melamina de 30 mm
MUEBLES				Unidad de aglomerado con 19 mm de melamina / Acabado de ABS de 1 mm. Tableros aglomerados con 30 mm de melamina / Acabado de ABS de 1 mm

1 año de garantía en condiciones normales de uso y sin incluir las piezas de desgaste, consulte las instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# HABITACIÓN **AUZENCE**

## CURVAS SUAVES



## MUEBLES PARA LA HABITACIÓN AUZENCE



### PANELES

DIMENSIONES (Paneles de cabeza y pie):

An.958 x Al.958 mm

- Tablones curvados en madera maciza
- Pasamanos en tubo de acero epoxi



### MESA

Ref: T182-00

DIMENSIONES:

An.872 x Pr.586 x Al.775 mm



### ESCRITORIO

Ref: T183-00

DIMENSIONES:

An.1072 x Pr.586 x Al.775mm

- 1 cajón derecho y espacio para el puf reposapiernas (Bridge)



### MESITA DE NOCHE

Ref: H6500

DIMENSIONES:

An.441 x Pr.475 x Al.751 mm

An.535 x Pr.576 x Al.884 mm con refrigerador

- 4 patas fijas
- 1 cajón
- Puerta con bisagra a la izquierda
- 1 estante con espacio para botellas




### CÓMODA

Ref: O3100

DIMENSIONES:

An.872 x Pr.586 x Al.775 mm

- 3 cajones



### MESA CON CÓMODA

Ref: T184-00

DIMENSIONES:

An.1470 x Pr.586 x Al.775 mm

- 3 cajones a la derecha



### ARMARIO DE UNA SOLA PUERTA

Ref: R6700

DIMENSIONES:

An.672 x Pr.596 x Al.1815 mm

- Bisagra a la izquierda
- 1 estante
- 1 barra para perchas



### ARMARIO DE DOS PUERTAS

Ref: R6800

DIMENSIONES:

An.1122 x Pr.596 x Al.1815 mm

- 1 estante superior (de ancho completo)
- 3 estanterías (mitad izquierda del armario)
- 1 barra para perchas (mitad derecha)

AUZENCE	COLORES DE MUEBLES Y TABLEROS		COLORES, ACABADOS Y BARANDILLAS	MATERIALES
	COLORES ESTÁNDAR	OTROS COLORES OPCIONALES		
TABLEROS	Acabado interior del Grey Dragon Tree Ribete de laca RAL 7030 Pasamano epoxi Ral 7030 Ral 7030 laca vertical	Elección de acabados de melamina de nuestra tabla de colores.	Barandilla epoxi de color gris pardo y envolvente Laca RAL 7030	Montantes verticales (curvas) en madera maciza y acabado interior en MDF con melamina. Barandilla de acero pintado
MUEBLES				Tubo de acero pintados con acabado interior en MDF con revestimiento de melamina (puertas de la unidad y tapas en tablero aglomerado de melamina de 19 mm), opción de ribete barnizado o lacado

1 año de garantía en condiciones normales de uso y sin incluir las piezas de desgaste, consulte las instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# HABITACIÓN **PULGARCITO**

DISEÑADA PENSANDO  
EN LOS NIÑOS



Ambiente PULGARCITO.  
Silla no a la venta.

# HABITACIÓN PULGARCITO

## MUEBLES PARA LA HABITACIÓN PULGARCITO



### PANELES

DIMENSIONES:  
An.953 x Al.553mm


- Capa de laca blanca
- Acabado de melamina Blanco Cádiz o Rosado



### TABLERO (PARA BARANDA DE MADERA)

DIMENSIONES:  
An.932 x Al.636 mm

- Capa de laca blanca



### MESITA DE NOCHE

Ref: H2600  
DIMENSIONES:  
An.448 x Pr.410 x Al.700 mm

- 1 cajón
- Puerta de la bisagra colgada a la derecha
- 1 estante con espacio para botellas



### CÓMODA

Ref: O1200  
DIMENSIONES:  
An.870 x Pr.575 x Al.775 mm


- 4 patas fijas
- 3 cajones



### MESA CON CÓMODA

Ref: T9900  
DIMENSIONES:  
An.1340 x Pr.555 x Al.739 mm

- 4 cajones a la derecha



### ARMARIO DE UNA SOLA PUERTA

Ref: R2200  
DIMENSIONES:  
An.670 x Pr.594 x Al.1805 mm

- Bisagra a la izquierda
- 1 estante
- 1 barra para perchas

## ACCESSORIOS



Ref: A662-00



Ref: A661-00



PEGATINAS PARA PANELES "MY GIRL"



PEGATINAS PARA PANELES "MY BOY"

PULGARCITO	COLORES DE MUEBLES Y TABLEROS		COLORES, ACABADOS Y BARANDILLAS	MATERIALES
	COLORES ESTÁNDAR	OTROS COLORES OPCIONALES		
TABLEROS	Blanco Cádiz o Rosado		Blanco (Ral 9016)	Rodear en MDF y acabado interior en MDF con melamina
MUEBLES	Producción estándar: Manijas Ral 9016 Laca Ral 9016	Elección de acabados de melamina de nuestra tabla de colores.		Caja de conglomerado 19mm de melamina Cubierta en MDF y acabado interior de puertas y tablas en MDF con melamina

1 año de garantía, en condiciones normales de uso y sin incluir las piezas de desgaste, consulte las instrucciones de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# MESAS PARA CAMA ÉVILENCE CONFORENCE



- **La mesa ÉVILENCE** para domicilios.
- **Las mesas CONFORENCE** para colectividades.
- **Robusta:** estructura de acero o aluminio, garantía de 1 a 2 años.
- **Estética:** un gran abanico de colores donde elegir para armonizar con sus interiores.



Mesa Conforlence, 2 bandejas, color haya claro

## MESA EIVLENCE



- Bandeja de tablero de 19 mm, de espesor recubierto en melamina.
- Cantos redondeados acabados en PVC color gris.
- Barandilla en 3 lados para evitar caída de objetos.
- Guía para lectura.
- Color de la bandeja: Haya claro.
- 2 versiones:
  - 1 sola bandeja, fija.
  - 2 bandejas independientes.

## MESA CONFORLENCE



Mesa con cantos lacados color gris (estándar), base epoxy color gris (color único)

### 2 versiones:

- Una bandeja fija o 2 bandejas independientes.
- Altura variable asistida por actuador de gas.
- Bandejas de MDF de 19 mm, con ángulos redondeados.
- Barandilla en 3 lados para evitar la caída de objetos.
- Bandeja inclinable mediante cremallera manual, con 5 posiciones. Guía para lectura.

### Estética

- Revestimiento de la base termoformado.

### Práctica

- Altura de la base 11 cm, con lo que le permite pasar cómodamente por debajo de la cama.
- 4 ruedas de 50 mm.de diámetro de doble rodamiento sin freno.



Opción 2 bandejas

### Seguridad

- Base ancha de 71,5 cm para una mayor estabilidad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	I BANDEJA	2 BANDEJAS		RANGO DE ELEVACIÓN	ALTURA BASE	CARGA MÁXIMA	RUEDAS	PESO
	Bandeja fija	Bandeja fija (pequeña)	Bandeja inclinable (grande)					
EIVLENCE	92x46 cm Ref. T380001c	--	--	76 a 115 cm	10 cm	15 Kg	Diámetro 50mm con freno	13 Kg
	--	29x46 cm	64x46 cm					
	Ref. T3800c							
CONFORLENCE	91x43 cm Ref. T1168-00	--	--	76 a 114 cm	11 cm	15 Kg	Diámetro 50mm con freno	16 Kg
	--	30x43 cm	61x43 cm					
	Ref. T1169-00							

EIVLENCE: Garantía de 1 año\*

CONFORLENCE: Garantía de 2 años\*

\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# SILLONES DE REPOSO **MÉDI**



- **Los sillones MÉDI** facilitan la transferencia de la cama al sillón y garantizan un descanso confortable a los pacientes.
- **La estructura** es de madera maciza o de metal epoxy.



Sillón MÉDI con puf reposapiernas

## SILLÓN DE MADERA



- Respaldo inclinable 40° mediante actuador de gas.
- Manecillas de inclinación bilateral del respaldo.
- Pequeñas ruedas de movilidad en las patas traseras (desplazamiento en vacío).

### Estético

- Estructura de madera de haya maciza teñida o lacada para protegerla y facilitar el mantenimiento.
- Tapizado en PVC, colores a elegir según muestrario.

## SILLONES DE METAL



MÉDI RELAJACIÓN

### Práctico

- Respaldo inclinable 40° mediante actuador de gas.
- Respaldo 2/3 1/3.
- Barras de empuje.
- Manecilla de inclinación lateral.
- Reposabrazos plegables, regulables, 4 posiciones.
- Cojín de asiento antideslizante, desmontable.
- Tapizado separable y desenfundable.

### Segura

- 4 ruedas de 100 mm de diámetro, 2 con freno.
- Paleta reposapiés termoformada, elevable con sistema antibasculación.

### Accesorios

- Mástil portagotero, bandeja.
- Estructura metálica acabado epoxy color gris (color único).



MÉDI OCÉANO

- Respaldo inclinable 40° mediante actuador de gas.
- Reposabrazos plegables.
- Estructura de tubo redondo.
- Manecillas de inclinación bilaterales.
- Asiento de altura regulable.



PUFF

Reposapiemas. Tubo redondo.

**ELIJA EL COLOR DE LA ESTRUCTURA Y EL TAPIZADO DE NUESTRO MUESTRARIO DE ACABADOS, SIN COSTE ADICIONAL**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Referencia	ASIENTO				RESPALDO	REPOSABRAZOS	TOTAL		
		Anchura (entre reposabrazos)	Profundidad	Altura suelo/asiento	Espesor cojín	Altura	Altura	Anchura	Altura	Profundidad
<b>SILLÓN DE MADERA</b>										
MEDI REPOSO	F129-03	52	48	46	10	73	66 / 59	69	117	74
PUFF	U0300	43	47	45	10	--	--	48	45	51
<b>SILLONES DE METAL</b>										
MEDI OCÉANO	F3003	55	48	46,5/50,5/54,5	10	73	66	72	117	79
MEDI RELAJACIÓN	F1203	49	45	50	10	73	50 / 69	67	120	79
PUFF	U0700	43	47	45	10	--	--	50	45	48

Dimensiones expresadas en cm.  
Peso máximo paciente: 135 kg.

**Garantía de 2 años\***  
\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

# DECORACIONES EN MELAMINA

PARA LOS PANELES DE CAMA Y EL MOBILIARIO



Arce Kiruna (I)



Olmo Baron



Dragonnier Clair (I)



Roble Lindberg (I)




Albany (I)



Dragonnier Gris (I)



Roble Milano oscuro (I)




Tiza



Magnolia\*



Rosado



Cádiz



Azul Hudson\*



Rojo Siena

BARNIZ



Haya Claro



Abedul Púrpura




Haya Oscuro



Arce After Eight

LACA



RAL 9016




RAL 1013




RAL 7030



RAL 8025



RAL 8004



RAL 7016


# MUESTRARIO DE COLORES EN PVC



Sueño Perlado



Sueño Dorado



Sueño Habana



Sueño Bizantino



Franela Jade



Franela Chanvre




Franela Regaliz



Margaux



Terracota



Chocolate



Duna



Topo



Menta



Agua Marina

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

**WINN**CARE



## Revisiones

Tranquilidad para ti y tus pacientes.

## Mantenimiento

Hasta 6 años de garantía.



Para más info [winncare.es](http://winncare.es)

**WINN**CARE  
S p a i n

Cuidamos de las personas  
con pérdida de movilidad y de sus cuidadores

[www.winncare.es](http://www.winncare.es)



# WINNOCARE

S p a i n

WINNCARE SPAIN  
Carretera Masía del Juez, 37b  
46909- Torrente - Valencia  
Tel. +34 96 156 55 21  
Fax +34 96 156 03 83