



## C4300 CHARIOT DOUCHE

Le chariot douche est utilisé pour le transfert du lit à la douche. La personne est transférée sur le chariot douche facilement et confortablement.

 ≤ 155 kg



Entretien 

### TRANSFERT

- Le transfert du patient est facilité grâce à la position basse de 52 cm.
- En approchant le chariot douche près du lit, le transfert peut être réalisé par une seule personne.



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Hauteur variable de 52 à 88 cm hydraulique actionnable par pédale bilatérale
- ▶ Polyester PVC Bleu molletonné, 2 cm d'épaisseur, fixé sur un plateau en Compact hydrofuge
- ▶ Barres de poussée tête et pieds
- ▶ Plan de couchage : 1,78 m x 60 cm
- ▶ Capot de protection de la base en ABS
- ▶ Large piétement de 71,5 cm pour une meilleure stabilité
- ▶ Bonde d'évacuation obturable. Tuyau d'évacuation clipsable

## LES + PRODUIT

### CONFORT

La hauteur variable permet au personnel soignant de travailler dans une position idéale, évitant les risques de lombalgies.

### SÉCURITÉ

Les barrières latérales de protection d'une hauteur de 20 cm garantissent la parfaite sécurité du patient.

### ROBUSTE

Structure en acier métal peint anticorrosion




Bonde d'évacuation simple d'utilisation.  
Plan incliné à 2°



Freinage centralisé en option avec 4 roues Ø 125 mm, dont 1 directionnelle.


### COUSSIN CYLINDRIQUE

Hauteur 9,90 cm, longueur 49,7 cm, largeur 20,2 cm



### BARRIÈRES

Barrières profilées escamotables, métal peint



A LARGEUR HORS TOUT	B LONGUEUR UTILE	C HAUTEUR VARIABLE	D LONGUEUR HORS TOUT	E LARGEUR UTILE	ROUES	POIDS DU CHARIOT
74 cm	178 cm	52 à 88 cm	198 cm	60 cm	150 mm	79 kg