

À commander  
sur le site (35)  
Miniac-Morvan



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR)
- ▶ Densité HR  $\geq 37$  kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Poids matelas : ~ 9,3 kg
- ▶ Dimension du matelas 90 x 198 cm, hauteur : 14 cm
- ▶ Dimension couchage : 200 x 90 cm
- ▶ 2 types de conditionnements : Roulé comprimé unitaire, carton individuel.



# CLINIFLEX

## INDICATION THÉRAPEUTIQUE

Confort du patient en situation d'alitement de quelques jours, se mobilisant seul et sans problème, à risque nul de développer une escarre

 30 ≤ 130kg



NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2

## LES + PRODUIT

- Matelas conçu pour adapter aux contraintes des collectivités et s'adapter à tous les styles de lits médicalisés
- Matelas réversible
- Matelas avec découpes innovantes permettant de limiter les effets de friction et de cisaillement et d'absorber la cinématique des lits médicalisés

CAR  
TEX

Disponible  
en housse CARTEX

	RÉFÉRENCE
MATELAS CLINIFLEX livré à l'unité sous carton	312588
HOUSSE DE RECHANGE	321200



WINNCARE France  
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production  
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux de classe 1



Photos non contractuelles