

# Les Nominés

Mai 2013

LES TROPHÉES DE L'INNOVATION

LES SALONS DE LA SANTÉ ET DE L'AUTONOMIE



2013

WINN CARE  
g r o u p

## WINN CARE Stand T61



### SYSTÈME D'AIDE À LA MOBILITÉ - SAM ERGONOM®

**Le Système d'Aide à la Mobilité SAM ERGONOM® est constitué d'un système escamotable et amovible, fixé sur les longs pans du sommier du lit médicalisé**

- Sa poignée présente une orientation de la prise à 30° par rapport à l'horizontale, une prise de force digitopalmaire et un contraste de la zone de préhension, qui facilite le **redressement** de la personne âgée.  
L'autre poignée escamotable aide au **roulement** pour faciliter la mobilité de la personne lors des soins au lit et soulager les aidants.
- Ces aides techniques sont destinées à :
  - Entretien et améliorer la mobilité des personnes âgées alitées ou lors des transferts "Allongé-Assis"
  - Diminuer la pénibilité des aidants