



# MEDICALYS

BREVETÉ  
N°FR2990620

Le lit MEDICALYS est disponible dans plusieurs versions : décline mécanique, position fauteuil, proclive électrique et décline mécanique.

- **Configurabilité**
- **Sécurité**

 ≤ 165kg



37 à 86,5 cm  
ou  
39,5 à 89 cm



Jusqu'à 70°



Mécanique, électrique  
et télécommande



Panneaux  
et accessoires

## Norme EN 60601-2-52

Pour être installé à l'hôpital en soins intensifs et service MCO (applications 1 & 2 de la norme) les lits doivent avoir :

- Charge Fonctionnement Sécurité = 200 kg
- Panneaux escamotables en cas d'urgence en moins de 15 sec.
- Franchissement seuil, plus de 20 mm




## LES + PRODUIT

### CONFIGURABILITÉ

Le lit MEDICALYS est muni d'une décline mécanique et d'une proclive électrique toutes deux indépendantes, il est ainsi disponible en 4 versions

### SÉCURITÉ

- Le système mécanique de décline rend le dispositif accessible à tout moment (avec ou sans électricité) et quelque soit la position du lit (en position fauteuil ou non).
- Mise en décline en 10 seconde maximum



Boitier soignant filaire



**DÉCLIVE -12°** Actionnable quelque soit la position du lit et quelque soit les conditions (avec ou sans électricité).



**POSITION FAUTEUIL**

Désignation		MEDICALYS
Sommier		90 x 200 cm / HÔPITAL : non divisible
Hauteur variable		39,5 à 89 cm si roues Ø 150 (Pack HÔPITAL)
Relève-jambes		Version C : Inclinaison de 12° maximum par crémaillère Version P : Plicature des genoux 26° et 16° réglage des pieds par crémaillère
Capacité levage		Charge de fonctionnement en sécurité : 230 kg Poids patient maximum 165 Kg / Accessoires 45 Kg / Matelas 20 Kg
Roues		Ø 150mm
Motorisation		LINAK IP 54
Poids dispositif	Version C	103kg
	Version P/R	de 106 à 120kg

### OPTIONS

