



PANNEAUX DE LIT

MADELIA



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collé RAL 7030

ABÉLIA*



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS collés, RAL 7030
- ▶ Main courante métal peint RAL 7030

CARMEN



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis
- ▶ Main courante métal peint RAL 7030

STYLVIA *



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis
- ▶ Main courante métal peint RAL 7030

VAL DE VIE



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Entourage RAL 7030

AUZENCE



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Entourage RAL 7030

MEDIDOM



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis



Panneau pied

- ▶ Décor intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis

NOVIDA *



Panneau tête

- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants assortis
- ▶ Forme des panneaux tête et pied identique
- ▶ Dimensions panneaux tête et pied différentes

KALIN



- ▶ Décor intérieur Chêne Lindberg
- ▶ Chants ABS assortis

WINNEA®



- ▶ Décor Magnolia
- ▶ Entourage RAL 1013
- ▶ Panneau tête escamotable



Option porte couverture pour panneau pied

- ▶ Décor Magnolia
- ▶ Entourage RAL 1013
- ▶ Option porte couverture



WINNEA DESIGN

* Les panneaux Stylvia et Novida, sont conçus uniquement pour recevoir les demi-barrières aluminium. Les panneaux Abélia s'adaptent aussi bien pour les demi-barrières aluminium, que pour les autres accessoires.

DÉCORS EN MÉLAMINÉ ET CHANTS ASSORTIS

PANNEAUX DE LIT (ET MOBILIER – voir section Mobilier)



Érable Kiruna (1)



Orme Baron



Dragonnier Clair (1)



Chêne Lindberg (1)




Armagnac (1)



Dragonnier Gris (1)



Chêne Milano Foncé (1)



Craie



Magnolia *



Rose (2)



Cadiz (2)



Hudson *



Rouge Siena

DES ENTOURAGES

BARRIÈRES BOIS (ET CHÂSSIS DES FAUTEUILS – voir section Mobilier)

VERNIS



Hêtre Clair



Merisier Pourpre




Hêtre Foncé




Érable After Eight

LAQUE



RAL 9016



RAL 1013




RAL 7030



RAL 8025



RAL 8004



RAL 7016

(1) Compatible avec panneaux CARMEN, MEDIDOM, STYLIVIA et NOVIDA épaisseur 30 mm

(2) Compatible avec panneaux KALIN épaisseur 30 mm

* Coloris également disponibles sur des panneaux en Compact



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX

PANNEAUX	COLORIS STANDARDS		COLORIS INCOMPATIBLES	LARGEUR DU SOMMIER (Dimension en cm)						DIMENSIONS (Dimension en mm)	MATÉRIAUX ⁽³⁾		
	Intérieur décor	Chants / métal (main courante, bouchons polyéthylène, ...)		80	90	100	120	140	160		PANNEAUX	MAINS COURANTES	
MADELIA	● Chêne Lindberg	● RAL 7030 (chants)	N/A		●					19	Agglo	-	
ABÉLIA	● Chêne Lindberg	● RAL 7030 (chants ABS collés RAL, mains courantes et bouchons polyéthylène)	N/A		●	●	●	●	●	19	Agglo	Acier	
ABÉLIA pour demi-barrières aluminium					●	●	●				19	Agglo	Acier
CARMEN	● Chêne Lindberg	● Chêne Lindberg (chants)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena		●	●	●	●	●	30	Agglo	Acier (pied)	
CARMEN réserv. bar.bois					●	●	●	●	●	30	Agglo	Acier (pied)	
CARMEN HÔTELIER				● RAL 7030 (main courante)		●					30	Agglo	Acier (pied)
STYLVIA pour demi-barrières aluminium					●	●	●				30	Agglo	Acier
VAL DE VIE	● Chêne Lindberg	● Chêne Lindberg (chants ABS)	N/A		●	●				30	Massif / Agglo	Massif	
VAL DE VIE réserv. bar.bois		● RAL 7030 (mains courantes, montant)			●	●				30	Massif / Agglo	Massif	
AUZENCE	● Dragonnier gris	● RAL 7030 (Chants, mains courantes)	N/A		●		●	●	●	44	MDF / Montants Massif	Acier	
MEDIDOM	● Dragonnier Clair	● Dragonnier Clair (chants)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena		●	●	●	●	●	30	Agglo	-	
MEDIDOM HÔTELIER					●					30	Agglo	-	
NOVIDA pour demi-barrières aluminium					●	●	●			30	Agglo	-	
WINNEA FIXE (pied)	● Compact Crème	● RAL 1013 (mains courantes)	Tous sauf Compact Crème, Magnolia, Hudson		●	●	●			8	Acier / Compact	Acier	
WINNEA ESCAMOTABLE (tête)					●	●	●			8	Acier / Compact	Acier	
WINNEA DESIGN	● Gris	● RAL 7047			●					40	Polypropylène		
KALIN réserv. bar.bois	● Chêne Lindberg	● Chêne Lindberg (chants ABS)	Orme Baron, Craie, Magnolia, Rose, Cadiz, Hudson, Rouge Siena	●						30	MDF	Acier	

Pour les collectivités, nous recommandons le choix de panneaux d'une épaisseur ≤ à 30 mm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PANNEAUX

PANNEAUX	COMPATIBILITÉ SAM & BARRIÈRES					DIMENSIONS Du dessus du sommier, jusqu'au haut du panneau (tête/pied)	DIMENSIONS HORS TOUT DU LIT EN CM (Hors accessoires) (Données à ajouter à la largeur et longueur du sommier)		CLASSEMENT FEU
	SAM	Barrière % métal	Barrières bois	Demi-barrières alu	New'ee		LARGEUR	LONGUEUR (2)	
MADELIA	✓	✓	✗	✗	✓	35	10	6	M3
ABÉLIA	✓	✓	✗	✗	✓	36	10	7	M3
ABÉLIA pour demi-barrières aluminium	✗	✗	✗	✓	✓	39	18	8	M3
CARMEN	✓	✓	✗	✗	✓	41	17	9	M3
CARMEN réserv. bar.bois	✗	✗	✓	✗	✓	44	17	9	M3
CARMEN HÔTELIER	✗	✓	✗	✗	✓	41	24	9	M3
STYLVIA pour demi-barrières aluminium	✗	✗	✗	✓	✓	48	18	9	M3
VAL DE VIE	✓	✓	✗	✗	✗	46/39	6	9	M3
VAL DE VIE réserv. bar.bois	✗	✗	✓	✗	✗	43,6	13	9	M3
AUZENCE	✓	✓	✗	✗	✗	40	6	11	M3
MEDIDOM	✓	✓	✗	✗	✓	37/14	6	8	M3
MEDIDOM HÔTELIER	✗	✓	✗	✗	✓	37/14	20	8	M3
NOVIDA pour demi-barrières aluminium	✗	✗	✗	✓	✓	48	15	9	M3
WINNEA FIXE (pied)	✓	✓	✗	✗	✗	48/44	15	13	M2
WINNEA ESCAMOTABLE (tête)	✓	✓	✗	✗	✗	45	15	13	M2
WINNEA DESIGN	✓	✓	✗	✗	✗	45	15	13	M3
KALIN réserv. bar.bois	✗	✗	✓	✗	✗	43	13	8	M3

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leurs sont applicables. Nous les avons soumis à des tests d'essai normalisés dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales. Par conséquent, seule l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires.

WinnCare décline toute responsabilité dans le cas d'une combinaison non spécifiée ci-dessus.

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*

Garantie panneaux et accessoires 2 ans*

*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

⁽¹⁾ panneaux existants avec et sans réservations barrières bois

⁽²⁾ LONGUEUR DU SOMMIER : 200 cm pour lit 90/100/120/140/160 cm et 160 cm pour lit 80 cm

⁽³⁾ Agglo = Aggloméré avec chants ABS / MDF = Médium / Massif = Massif vernis ou laqué



ACCESSOIRES DE LIT



« Accessoire de dispositif médical », tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ce ou ces derniers conforme à sa ou leur destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à la fonction médicale du ou des dispositifs médicaux selon sa ou leur destination. » selon le Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (art. 2).




ACCESSOIRES DE LIT

12



13



14



DÉSIGNATION		ALDRYS	X'PRESS (LOW)	X'PRIM	MEDICALYS	GAMME AERYS	XXL DIVISYS	XXL X'PRESS	DUO DIVISYS	KALIN	DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
1	Barrière pied de lit A682-00 Droite A683-00 Gauche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Longueur : 80 cm Hauteur : 38,5 cm par rapport au sommier Compatible avec rallonges de sommier	Métal peint
2	Lampes de lecture 61300158 / 61300159	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fixation sur support tige porte sérum	Métal peint
3	Tige porte sérum 2 crochets A1700 / A170001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 crochets : Hauteur fixe 120 cm 4 crochets : hauteur réglable 115-120 cm	Inox Crochets plastique
4	Tige porte sérum télescopique 2 crochets A8400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hauteur réglable: 72 à 141 cm	
5	Support flexible de télécommande A230-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		Aimant / Métal peint
6	Crochet support de télécommande Non compatible avec les panneaux Winnea (Design)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Plastique
7	Butée murale	A675-00	✗	A551-00	A633	670-00 (AÉRYS 90/100) A670-00B (AÉRYS 90/100 avec roues masquées) A663-00 (AÉRYS XXL)	A551-00	✗	✗	De série		Métal peint
	Butée murale réglable A684-00	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓		Métal peint
8	Rallonge de sommier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Profondeur : 20 cm	Métal peint
9	Rallonge de sommier AERYS Intégrée et escamotable	✗	✗	✗	✗	Lit largeur 90 uniquement	✗	✗	✗	✗	Profondeur : 20 cm Largeur : 90 cm	Métal peint
10	Poignée d'appui Compatible avec barrière et longs pans A575-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Hauteur : 35 cm Longueur : 29 cm	Métal peint
11	Potence d'angle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Modèle spécifique		Métal peint

DÉSIGNATION		INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES				DIMENSIONS		FINITION / COMPOSITION
12	Tapis d'amortissement Securform 07.2900	Conseils d'entretien de la mousse : Humidifier et frotter légèrement Conseils d'entretien de la housse au quotidien : avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire.				Déplié : 88 x 195 x 3 (l x L x H - en cm) Plié : 88 x 65 x 9 (l x L x H - en cm)		Mousse viscoélastique, polyuréthane, polyester
13	Protections barrières de lit Évolution (unité/paire)	Barrières ¾ métal : 140cm: 07.2440U / 07.2440P 190cm: 07.2490U / 07.2490P		Barrières bois : 140cm: 07.2540U / 07.2540P 190cm: 07.2590U / 07.2590P		140/190cm x 30cm		Mousse HR, polyester, polyuréthane
14	Protections barrières de lit universelles (unité/paire)	90cm: 07.2260U / 07.2260P (compatible avec demi-barrières) 140cm: 07.2340U / 07.2340P (compatibles barrières 3/4 métal) 190cm: 07.2390U / 07.2390P (compatibles barrières bois pleine longueur)				90/140/190cm x 32cm		