

# ELEV UP®



## VERTICALISATEUR COMPACT ELEV UP

### POUR LES TRANSFERTS EN POSITION ASSISE

- ▶ Idéal pour les petits espaces, largeur hors tout : 62,5 cm.
- ▶ Nouveau repose-pieds antidérapant et très facile à nettoyer.
- ▶ Appui tibial réglable en hauteur.
- ▶ Facilement démontable et transportable.
- ▶ Poignées de préhension ergonomiques.




Bouton arrêt d'urgence

## SANGLE POUR L'ELEV UP



Sangle Polypropylène, lavable à 30°

Entretien : 90° CL ≤5000ppm



## VERTICALISATEUR

### COMPACT

- ▶ Maniable et pratique dans un espace réduit.

### ERGONOMIQUE

- ▶ Pour les transferts en position assise.

DÉSIGNATION	LONGUEUR PIEDS	LARGEUR HORS TOUT	ÉCARTEMENT	POIDS		POIDS PATIENT MAX	ROUES	NORMES	MOTORISATION
ELEV UP	110 cm	62,5 cm	50,5 - 78,5 cm	40 kg		150 kg	Ø 75 mm	NF EN 10535 EN 601-1 EN 601-2	LINAK IP 45 et IP 65
	A	B	C	D	E				
SANGLE POLYPROPYLÈNE	90 cm	35 cm	Max 60 cm	Max 85 kg	40	150 kg			

Garantie électrique, mécanique et télécommande : 5 ans  
Batteries, sangles et unité de pesée : 1 an

Photos non contractuelles

WINCARE France: Médicatlant - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France  
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : contact@winnicare.fr - www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques

Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

