



SOLAR 185

 ≤ 185 kg



Mécanique, électrique
et télécommande



Batteries
et sangles

LES + PRODUIT

ESTHÉTISME

Largement inspiré du design scandinave, souligné par une structure métallique avec des tubulures rondes, le Solar a un design unique et élégant.

ERGONOMIE

Les larges poignées, ainsi que l'écartement électrique des pieds facilitent sa manipulation.

SÉCURITÉ

Le système breveté d'accroche des sangles sur le cintre est simple et sécurisé.

MAINTENANCE

Le système électrique est doté d'une alarme pour la maintenance (conformément à la norme relative aux lève-personnes EN ISO 10535).



SOLAR 185

LÈVE-PERSONNES



Télécommande ergonomique avec indicateur de maintenance et d'état de charge des batteries



Système mécanique d'abaissement d'urgence de la hauteur variable



Capot de protection escamotable pour faciliter le nettoyage

Compatibilité entre sangles et appareil

Exigences relatives aux éléments de soutien (normes EN ISO 10535:2021)

Le fabricant de l'élément de soutien doit indiquer le ou les lève-personnes (spécifiés dans le domaine d'application) et la ou les barres de préhension qui sont compatibles avec celui-ci afin de garantir une combinaison sûre. Les instructions d'utilisation doivent indiquer le ou les types ainsi que le ou les modèles des éléments de soutien, par exemple le nombre de points de connexion, les dimensions et les matériaux des dispositifs de connexion pouvant être utilisés en combinaison avec la barre de préhension.



Un système d'accroche de sangles breveté, permettant une sécurisation des transferts


N° brevet EP 1444791 B1



Remplacement du cintre sans outils



Relevage du sol



A	B	C	D	E	F	AUTONOMIE	MOTORISATION	POIDS
49 cm	185 cm	112 cm	70 cm	92 cm	12 cm	40/60 cycles avec une charge de 80 kg	LINAK	45 kg

Universal Basic

Pour le transfert des patients ayant une instabilité du tronc

Sans têteière



Scannez pour voir la vidéo



Modèle

Ref.

● Universal Basic HS XS	009-09823
● Universal Basic HS S	009-09824
● Universal Basic HS M	009-09825
● Universal Basic HS L	009-09826
● Universal Basic HS XL	009-09827
● Universal Basic HS XXL	009-09828

Universal Confort

Pour le transfert des patients avec handicaps lourds

Sans têteière



Modèle

Ref.

● Universal Confort XS	009-09843
● Universal Confort S	009-09844
● Universal Confort M	009-09845
● Universal Confort L	009-09846
● Universal Confort XL	009-09847
● Universal Confort XXL	009-09848

Universal Amputés

Pour le transfert des patients amputés

Sans têteière



Modèle

Ref.

● Universal Amputee XS	009-09743
● Universal Amputee S	009-09744
● Universal Amputee M	009-09745
● Universal Amputee L	009-09746
● Universal Amputee XL	009-09747
● Universal Amputee XXL	009-09748

Avec têteière



Scannez pour voir la vidéo



Modèle

Ref.

● Universal Basic HS Mesh XS	009-09833
● Universal Basic HS Mesh S	009-09834
● Universal Basic HS Mesh M	009-09835
● Universal Basic HS Mesh L	009-09836
● Universal Basic HS Mesh XL	009-09837
● Universal Basic HS Mesh XXL	009-09838

Avec têteière



Scannez pour voir la vidéo



Modèle

Ref.

● Universal Confort HS XS	009-09763
● Universal Confort HS S	009-09764
● Universal Confort HS M	009-09765
● Universal Confort HS L	009-09766
● Universal Confort HS XL	009-09767
● Universal Confort HS XXL	009-09768

Avec têteière



Scannez pour voir la vidéo



Modèle

Ref.

● Universal Amputee HS XS	009-09753
● Universal Amputee HS S	009-09754
● Universal Amputee HS M	009-09755
● Universal Amputee HS L	009-09756
● Universal Amputee HS XL	009-09757
● Universal Amputee HS XXL	009-09758

SANGLES COMPATIBLES AVEC SOLAR 185

Toilettes

Pour le transfert vers les toilettes



Scannez pour voir la vidéo



Modèle

- Toilet sling XS
- Toilet sling S
- Toilet sling M
- Toilet sling L
- Toilet sling XL
- Toilet sling XXL

Ref.

009-09543
009-09544
009-09545
009-09546
009-09547
009-09548

DOSSIER BAS

Pour le transfert des patients avec un maintien du tronc et de la tête



Scannez pour voir la notice




Modèle

- Low Back XS
- Low Back S
- Low Back M
- Low Back L
- Low Back XL
- Low Back XXL

Ref.

009-09633
009-09634
009-09635
009-09636
009-09637
009-09638

6 TAILLES DE SANGLES PAR RÉFÉRENCE



	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (Distance entre les hanches)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (Distance entre coup et assise)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm



Chaque sangle est muni d'un QR code renvoyant vers une vidéo et une notice d'utilisation.

SWL 275kg

