



CONFORLENCE



Charge  ≤ 15kg



- ▶ Plateau en MDF et chants laqués
- ▶ Coulissement par roulements à billes
- ▶ Parties métalliques coloris Ral 7030

LES + PRODUIT

PRATIQUE

- Hauteur du piètement 11 cm permettant un passage aisé sous les lits.
- 4 roulettes Ø 50 mm double galet , dont 2 avec frein.

SÉCURITÉ

- Large piètement de 71, 5 cm pour une meilleure stabilité.

2 VERSIONS

- Plateau unique non inclinable ou 2 plateaux indépendants.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz.
- Plateaux en MDF 19 mm.
- Arrondis avec galerie sur 3 côtés pour prévenir la chute d'objet.
- Plateau inclinable par crémaillère sur 5 positions pour le modèle 2 plateaux, réglable de lecture.





EVILENCE

Charge  ≤ 15kg



- ▶ Plateau en aggloméré et chants ABS
- ▶ Principe de colonne avec système à ressort
- ▶ Parties métalliques coloris Ral 7030

LES + PRODUIT

CONCEPTION

- Plateau en mélaminé, épaisseur 19 mm
- Angles arrondis
- Galerie 3 côtés
- Réglette de lecture
- Coloris du plateau: Chêne Lindberg en standard

2 VERSIONS

- Plateau unique fixe ou 2 plateaux indépendants dont un inclinable.
- Option : Deux roues à frein.

	1 PLATEAU	2 PLATEAUX		AMPLITUDE LEVAGE	HAUTEUR PIÈTEMENT	CHARGE MAXIMUM	ROUES	POIDS
	Plateau unique fixe	Petit plateau fixe	Grand plateau Inclinaison < 40°					
EVILENCE	89,5 x 43,7 cm	-	-	76 à 115 cm	10 cm	15 kg	Ø 50 mm sans frein	13 kg
	-	27.6 x 43.3 cm	62.5 x 45 cm					
CONFORLENCE	91.7 x 4.3 cm	-	-	75.5 à 116	11 cm			16 kg
	-	31,5 x 43.6 cm	63 x 45.2 cm					