

# MESAS PARA CAMA ÉVILENCE CONFORENCE



- **La mesa ÉVILENCE** para domicilios.
- **Las mesas CONFORENCE** para colectividades.
- **Robusta:** estructura de acero o aluminio, garantía de 1 a 2 años.
- **Estética:** un gran abanico de colores donde elegir para armonizar con sus interiores.



Mesa Conforlence, 2 bandejas, color haya claro

## MESA EIVLENCE



- Bandeja de tablero de 19 mm, de espesor recubierto en melamina.
- Cantos redondeados acabados en PVC color gris.
- Barandilla en 3 lados para evitar caída de objetos.
- Guía para lectura.
- Color de la bandeja: Haya claro.
- 2 versiones:
  - 1 sola bandeja, fija.
  - 2 bandejas independientes.

## MESA CONFORLENCE



Mesa con cantos lacados color gris (estándar), base epoxy color gris (color único)

### 2 versiones:

- Una bandeja fija o 2 bandejas independientes.
- Altura variable asistida por actuador de gas.
- Bandejas de MDF de 19 mm, con ángulos redondeados.
- Barandilla en 3 lados para evitar la caída de objetos.
- Bandeja inclinable mediante cremallera manual, con 5 posiciones. Guía para lectura.

### Estética

- Revestimiento de la base termoformado.

### Práctica

- Altura de la base 11 cm, con lo que le permite pasar cómodamente por debajo de la cama.
- 4 ruedas de 50 mm.de diámetro de doble rodamiento sin freno.



Opción 2 bandejas

### Seguridad

- Base ancha de 71,5 cm para una mayor estabilidad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	I BANDEJA	2 BANDEJAS		RANGO DE ELEVACIÓN	ALTURA BASE	CARGA MÁXIMA	RUEDAS	PESO
	Bandeja fija	Bandeja fija (pequeña)	Bandeja inclinable (grande)					
EIVLENCE	92x46 cm Ref. T380001c	--	--	76 a 115 cm	10 cm	15 Kg	Diámetro 50mm con freno	13 Kg
	--	29x46 cm	64x46 cm					
	Ref. T3800c							
CONFORLENCE	91x43 cm Ref. T1168-00	--	--	76 a 114 cm	11 cm	15 Kg	Diámetro 50mm con freno	16 Kg
	--	30x43 cm	61x43 cm					
	Ref. T1169-00							

EIVLENCE: Garantía de 1 año\*

CONFORLENCE: Garantía de 2 años\*

\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.