

UNIVERS CONFORT



Améliorez la qualité
de votre sommeil
pour un meilleur
quotidien



AIDE
À LA VIE

Ergonomie & Confort

Large gamme d'accessoires de lit pour améliorer la qualité de votre sommeil et prolonger la durée de vie de votre matelas.

- ▶ Idéal pour **améliorer votre sommeil** avec une large gamme d'oreillers pour accompagner vos nuits et vous permettre de vous lever du bon pied.
- ▶ **Compatible avec nos matelas d'aide à la prévention des escarres** notre univers Confort permet d'équiper votre matelas avec des solutions adaptées à la dépendance comme des alèses imperméables ou des oreillers CPAP.
- ▶ De conception française, ces aides techniques répondent à nos plus hauts standards pour vous garantir la meilleure qualité et une durée de vie optimum.



Conception
française



Confort



Qualité

WIN  CARE

PHARMA FORM



LES PRODUIT

- Soutien souple et moelleux
- Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou
- Découpe pour faciliter la circulation d'air et limiter la transpiration



	Référence	Dimension (xL en cm)	Composition	Entretien	Housse de rechange
Oreiller Pharma Form	17.17100	30 x 50	Mousse Polyuréthane viscoélastique 80 kg/m ³ Housse Stop'acar : 80% Coton, 20% polyester pour prévenir des allergies aux acariens		17.17110

OREILLER POLYFIBRE



LES PRODUIT

- Soutien léger et enveloppant
- Rembourrage 100% polyester procure une sensation agréable de douceur
- Housse lavable à l'éponge et en machine
- Sensation de douceur et toucher agréable

	Référence	Dimension (xLxH cm)	Composition	Entretien	Taie dermalon
Oreiller polyfibre	25.20700	60 x 60	Housse : Pharmatex : 60% Polyuréthane, 40% Polyester Rembourrage : 100% fibre polyester creuse, siliconée, spiralée		05.3210

OREILLER ANATOMIQUE



LES PRODUIT

- Maintien parfait et fermété
- Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou
- Housse intégrale nid d'abeille thermorégulatrice et respirante

	Référence	Dimension (xLxH cm)	Composition	Entretien	Housse de rechange
Oreiller anatomique	40.40315	32 x 50 x 10	Mousse : Mousse polyuréthane viscoélastique 52 kg/m ³ Housse : 70% Polyester, 30% viscose + fil d'aluminium - Revêtement 100% Polyester		40.40315H


OREILLER CPAP



LES PRODUIT

- Design spécifique pour les patients souffrant d'apnée du sommeil, convient également aux patients sous traitement VNI (ventilation non invasive)
- Soutien souple et moelleux
- Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression

	Référence	Dimension (xL cm)	Composition	Entretien	Taie dermalon
Oreiller CPAP	01.1280	54 x 40	Housse viscoélastique 50 kg/m ³ Housse: Tissu 100% coton. Fibre: 50% fibre polyester creuse 20% fibre polyester creuse siliconisée 30% fibre thermoliant 500g/m ² .		01.1280H



Housse Tencel 82 % Tencel - 18 % Polyuréthane



- Fibre textile d'origine naturelle
- Imperméable aux liquides pour protéger la mousse et maximiser la durée de vie
- Traitement anti-acarien pour prévenir des allergies
- Matière douce au toucher et thermorégulatrice pour limiter la transpiration et favoriser l'absorption de l'humidité
- Séchage rapide

Entretien
Le Tencel étant une fibre d'origine naturelle, un rétrécissement du tissu peut être constaté après le lavage.
Le Tencel est extensible. Il suffit de replacer la taie sur l'oreiller pour qu'elle reprenne sa forme.

OREILLER VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ



Housse disponible en 2 coloris

Respirant et moelleux

LES PRODUIT

- Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- Mousse perforée pour une meilleure aération

		Références	Housse de rechange	Dimension (xLxH cm)
Oreiller viscoélastique perforé	Blanc	44.1000B	44.4000BF	60 x 40 x 13
	Gris	44.1000G	44.4000GF	

OREILLER CERVICAL VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ



Prévention des douleurs cervicales

LES PRODUIT

- Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou
- Mousse perforée pour une meilleure aération



		Références	Housse de rechange	Dimension (xLxH cm)
Oreiller Cervical viscoélastique perforé	Blanc	44.1100B	44.1100BF	60 x 35 x 9

OREILLER ERGONOMIQUE VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ



Meilleur positionnement de la nuque

LES PRODUIT

- Meilleur positionnement de la nuque
- Mousse viscoélastique à mémoire de forme
- Mousse à mémoire de forme ergonomique qui assure un relâchement de par la diminution des points de pression
- Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou

		Références	Housse de rechange	Dimension (xLxH cm)
Oreiller ergonomique viscoélastique perforé	Blanc	44.1200B	44.1200BF	53 x 40 x 11

COUSSIN SOULÈVES JAMBES



Housse disponible en 2 coloris

LES PRODUIT

- Soulage les jambes lourdes et allège les points de pression sous les talons
- Réduit le glissement en position assise au lit
- Compact et facile à ranger une fois plié



		Références	Housse de rechange	Dimension (xLxH cm)	Composition
Coussin soulèves jambes	Gris	44.2500G	44.2500GH	61 x 57 x 12	Mousse Haute Résilience 100 % Polyuréthane 32 kg/m ³

COUSSIN BOUÉE



LES PRODUIT

- Améliore le confort de l'assise des patients
- Utilisable dans le cadre de l'assise post-opération
- Allègement des pressions entre le sacrum et le support
- Mousse viscoélastique à mémoire de forme



		Références	Housse de rechange	Diamètre (cm)	Composition
Coussin Bouée	Marine	44.2010M	44.2010MH	44	mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m ³

ALÈSE DOUCEUR



L'alèse de lit Douceur apportent plus de sécurité et de confort au patient souffrant de fuites urinaires.

LES + PRODUIT

- Elle est composée de trois épaisseurs de tissus à fort pouvoir d'absorption.
- L'alèse Douceur imperméable et réutilisable peut être lavée jusqu'à 120 fois minimum à 60°
- Disponible avec ou sans rabats, dans 2 dimensions 85 x 90 cm ou 90 x 120 cm
- Réutilisable
- Imperméable
- Lavable 120 fois minimum

			Références	Dimension (xL cm)	Composition	Entretien
Alèse Douceur	Largeur 85 cm	Sans rabat	25.20100	85 x 90	100% polyester, Rabats 100% coton	
		Avec rabat	25.20105			
	Largeur 90 cm	Sans rabat	25.20120			
		Avec rabat	25.20125			

DRAP DESSUS / DESSOUS

Packs Disponibles



Conçus pour des lits de 90 cm, les draps housses en tricot de jersey hyperextensible, s'adaptent aux contours de tous les types de matelas.



LES + PRODUIT

- Le drap de dessus est housé au pied du lit et reste donc toujours en place
- Le drap de dessous est extensible et élastiqué tout autour avec de larges coins
- Rabattables pour faciliter l'installation
- Lavable 100 fois minimum
- S'adapte à tous types de matelas
- 2 coloris : Blanc et Bleu

		Références coloris		Largeur de lit (cm)	Composition	Entretien
		Blanc	Bleu			
DRAP Dessus		25.20560	25.20565	90	50% coton 50% polyester	
DRAP Dessous		25.20505	25.20500			
PACK 1 drap de dessus + 1 drap de dessous		25.20550	25.20555			
PACK 1 drap de dessus + 2 drap de dessous		25.22100	25.22000			

DRAP HOUSSE PVC

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Le Drap housse PVC 100% imperméable sera parfait pour protéger votre matelas en cas de fuites urinaires ou fécales intempêtes. Grâce à son revêtement imperméable, aucun liquide ne pourra le traverser.

Son utilisation peut être recommandée en complément de l'utilisation d'une alèse absorbante. En effet, il arrive que l'alèse absorbante bouge lors des mouvements nocturnes et c'est pourquoi le drap housse 100% imperméable est utile pour rester protégé.

LES + PRODUIT

- 2 finitions PVC 8/100^{ème} ou PVC 10/100^{ème} pour répondre à tous les besoins
- Imperméable
- Sans phtalates : ne présente aucun critère de toxicité
- Résistant à l'ammoniac contenue dans les urines



		Références	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Grammage (g/m²)	Composition	Entretien
DRAPS HOUSSES PVC 8/100 ^{ème}		05.3005	90	200	120		
		05.3006	140				
DRAPS HOUSSES PVC 10/100 ^{ème}		05.3010	90	200	130	100% polychlorure de vinyle	Au quotidien : entretien simple de la housse. Lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse ou produit désinfectant, rinçage à l'eau claire. Bien essuyer.
		05.3020	140				
		05.3030	190				
		05.3040	200				

DRAP HOUSSE DERMALON

DERMALON
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Résistant, il est traité pour éviter les allergies et les irritations de la peau.

Draps housses de qualité dermalon, recouvert d'un film PVC imperméable, souple et infroissable.

Pratique, le dermalon de ce drap de lit résiste à l'ammoniac contenu dans les urines et les quatre coins de ce drap-housse en dermalon sont munis d'élastiques pour faciliter sa mise en place.

Assure une protection optimale de la literie médicale et le confort du patient, idéal en prévention des escarres.

LES + PRODUIT

- Disponible en 4 tailles : 90 x 190cm ; 90 x 200 cm ; 140 x 190 cm et 140 x 200 cm
- Anallergique, cette protection en dermalon est dépourvue de caractères irritants et sensibilisants (phtalates & bisphénols)
- Possibilité de stériliser l'alèse (15 min à 116°)
- Résistant à l'ammoniac contenue dans les urines



		Références	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Grammage (g/m²)	Composition	Entretien
DRAP HOUSSE DERMALON		05.3100	190	90	138	100% polychlorure de vinyle	Au quotidien : entretien simple de la housse. Lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire. Bien essuyer. Ne jamais utiliser de produits chlorés, même dilués.
		05.3110	200				
		05.3120	190				
		05.3130	200				

DRAP HOUSSE PU BOUCLETTE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Draps housses de qualité PU, recouvert d'un film Polycoton bouclette, souple et infroissable.

LES + PRODUIT

- Hygiénique, anti-bactériens, anti-acariens, imperméable, en éponge douce et confortable. Prolonge la vie de votre matelas
- Assure une protection optimale de la literie médicale et le confort du patient, idéal en prévention des escarres
- Disponible en 8 tailles pour répondre à tous les besoins.
- Imperméable aux liquides
- Absorbe l'humidité
- Traité antibactérien et antifongique
- Protection douce au toucher certifiée pour le contact avec la peau
- Entretien facile



		Références	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Composition	Entretien
DRAP HOUSSE PU BOUCLETTE		44.36070	70	20	190/200	Plateau bouclette 70% polyester 30% polyuréthane Jupe en jersey 100% Tencel	
		44.36080	80				
		44.36090	90				
		44.36100	100				
		44.36110	110				
		44.36120	120				
		44.36140	140				
		44.36160	160				

DRAP HOUSSE TENCEL

Tencel®
Feels so right

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Draps housses en fibre textile d'origine naturelle

LES + PRODUIT

- Imperméable aux liquides pour protéger la mousse et maximiser la durée de vie
- Traitement anti-acarien pour prévenir des allergies
- Matière douce au toucher et thermorégulatrice pour limiter la transpiration et favoriser l'absorption de l'humidité
- Séchage rapide
- Disponible en largeur 90 cm




		Références	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Composition	Entretien
DRAP HOUSSE TENCEL		44.3090B	90	20	190/200	82% Tencel 18% Polyuréthane	

Guide de choix OREILLER

L'oreiller a pour fonction principale de maintenir la colonne vertébrale et plus précisément les cervicales. La forme de l'oreiller va varier en fonction du dormeur.



	PHARMA FORM	OREILLER POLYFIBRE	OREILLER ANATOMIQUE	OREILLER CPAP	OREILLER VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ	OREILLER CERVICAL VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ	OREILLER ERGONOMIQUE VISCOÉLASTIQUE PERFORÉ
Convient à tous les dormeurs	OUI	OUI	OUI	NON	OUI		
Dimensions (cm)	130 x L 50	160 x L 60	132 x L 50 x H 10	154 x L 40	160 x L 40 x H 13	160 x L 35 x H 9	153 x L 40 x H 11
Composition	Mousse Polyuréthane viscoélastique 80 kg/m ³	Rembourrage : 100% fibre polyester creuse, siliconée, spiralée	Mousse polyuréthane viscoélastique 52 kg/m ³	Mousse viscoélastique 50 kg/m ³ Fibre : 50% fibre polyester creuse, 20% fibre polyester creuse siliconée, 30% fibre thermoliente 500g/m ²	Mousse perforée		
Housse	Stop'acar : 80% Coton, 20% polyester pour prévenir des allergies aux acariens	Pharmatex : 60%, Polyuréthane, 40% Polyester	70% Polyester, 30% viscose + fil d'aluminium Revêtement 100% Polyester	Tissu 100% coton	 82 % Tencel 18 % Polyuréthane		
Thermoregulation	NON	NON	NON	NON	OUI		
Lavage machine	NON	OUI	NON	NON	OUI		

Guide de choix ACCESSOIRES DE LITERIE



	ALÈSE DOUCEUR	DRAP DESSUS/DESSOUS	DRAP HOUSSE PVC	DRAP HOUSSE DERMALON	DRAP HOUSSE PU BOUCLETTE	DRAP HOUSSE TENCEL
Composition	100% polyester, Rabats 100% coton	50% coton, 50% polyester	100% polychlorure de vinyle	100% polychlorure de vinyle	PU, recouvert d'un film Polycoton bouclette	82 % Tencel, 18 % Polyuréthane
Largeur	85 et 90 cm	90 cm	90 et 140 cm	90 et 140 cm	8 dimensions : de 70 cm à 160 cm	90 cm
Longueur	90 et 120 cm	-	190 et 200 cm	190 et 200 cm	190/200 cm	190/200 cm
Hauteur	-	-	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Points forts	Avec ou sans rabat	2 coloris : blanc/bleu offre pack	2 finitions 120gr/m ² et 130 gr/m ²	Toucher soft anti-acarien	anti-acarien	thermosensible anti-acarien
Lavage	