



# ELEV UP

Pour les transferts de la position assise vers la position debout.

 ≤ 150 kg



## LES + PRODUIT

- Idéal pour les petits espaces, largeur hors tout : 62,5 cm.
- Repose-pieds antidérapant et très facile à nettoyer.
- Appui tibial réglable en hauteur.
- Facilement démontable et transportable.
- Poignées de préhension ergonomiques.



Bouton arrêt d'urgence



Appui tibias ajustable en hauteur



Poignées ergonomiques.



## SANGLE POUR L'ELEV UP

Sangle Polypropylène





**5** ANS GARANTIE

Mécanique, électrique et télécommande

**2** ANS GARANTIE

Batteries et sangles



A	B	C	D	E	F	AUTONOMIE	MOTORISATION	POIDS
90 cm	174 cm	110 cm	62,5 cm	83 cm	10 cm	40/60 cycles avec une charge de 80 kg	LINAK IP 45 et IP 65	40 kg